

Polymère POP-4™, pour 3500/SeqStudio™ Flex - 4393715

Description :

- Facilité d'utilisation : Pré-formulation dans une poche à usage unique permettant de gagner du temps, tout en garantissant fiabilité et homogénéité
- Marquage d'identification par fréquences radio (RFID) inclus : simplifie le suivi des informations importantes telles que le numéro de pièce/lot, les échantillons restants et les dates d'expiration
- Formulation fiable : formulé spécifiquement pour les applications de séquençage et d'analyse de fragments
- Réapprovisionnement : permet une utilisation multiple des capillaires

Contenu :

Le sachet contient 384 échantillons du polymère.

Stockage :

Conserver le sachet entre 2 et 8°C jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi. Consultez la date d'expiration sur l'étiquette. Notez que les sachets périmés ne peuvent pas être utilisés sur l'instrument.

Catalogue :

[Lien](#) vers le produit.