

# SeqStudio™ Cartridge v2 - A41331

## Description :

La cartouche SeqStudio v2 d'Applied Biosystems est une cartouche de réactifs tout-en-un et facile à utiliser qui comprend les capillaires, le polymère universel, le tampon et la pompe nécessaires pour fonctionner sur le système d'analyse génétique SeqStudio. Le polymère universel permet d'effectuer le séquençage Sanger et l'analyse de fragments sur le même instrument et avec la même cartouche. Il suffit de charger les échantillons, de cliquer sur la cartouche et de démarrer.

Caractéristiques principales :

- Minimiser le temps d'installation grâce à la cartouche tout-en-un
- Suivi de l'utilisation des consommables grâce à l'identification par radiofréquence (RFID)
- Durée de conservation prolongée de 6 mois sur l'instrument pour la cartouche après ouverture
- Permet 250 injections ou 1000 réactions par cartouche\*.
- Programme de recyclage responsable, simple et gratuit

\* La cartouche SeqStudio v2 est optimisée pour fonctionner avec la dernière version du logiciel de l'analyseur génétique Seqstudio. Veuillez-vous assurer que votre analyseur génétique Seqstudio utilise le logiciel le plus récent avant d'utiliser cette cartouche.

## Contenu :

Cartouche de 250 injections ou 1000 réactions.

## Stockage :

Conserver au réfrigérateur (2–8°C).

## Catalogue :

[Lien](#) vers le produit.