



XCE– Sondes centromères énumération

Format 5 tests (50 µl)

Sondes Centromériques ou α -satellites – 2 ou 3 couleurs au choix (green, orange, blue)

Description	Fluorochrome	Format	Référence
XCE 1	green ou orange	5 tests	D-0801-050- FI / OR
XCE 2	green ou orange	5 tests	D-0802-050- FI / OR
XCE3	green ou orange	5 tests	D-0803-050- FI / OR
XCE 4	green ou orange	5 tests	D-0804-050- FI / OR
XCE 5/19	green ou orange	5 tests	D-0805-050- FI / OR
XCE 6	green ou orange ou blue	5 tests	D-0806-050- FI / OR / BL
XCE 7	green ou orange ou blue	5 tests	D-0807-050- FI / OR / BL
XCE 8	green ou orange ou blue	5 tests	D-0808-050- FI / OR / BL
XCE 9	green ou orange	5 tests	D-0809-050- FI / OR
XCE 10	green ou orange	5 tests	D-0810-050- FI / OR
XCE 11	green ou orange ou blue	5 tests	D-0811-050- FI / OR / BL
XCE 12	green ou orange ou blue	5 tests	D-0812-050- FI / OR / BL
XCE 15	green ou orange	5 tests	D-0815-050- FI / OR
XCE 17	green ou orange	5 tests	D-0817-050- FI / OR
XCE 18	green ou orange ou blue	5 tests	D-0818-050- FI / OR / BL
XCE 20	green ou orange	5 tests	D-0820-050- FI / OR
XCE X	green ou orange	5 tests	D-0823-050- FI / OR
XCE Y	green ou orange ou blue	5 tests	D-0824-050- FI / OR / BL

Mélanges centromères disponibles

XCE X/Y (2 couleurs)	orange/green	5 tests	D-0825-050-OG
XCE X/Y (2 couleurs)	orange/green	20 tests (4x 50 µl)	D-0825-200-OG
XCE X/Yqh (2 couleurs)	orange/green	5 tests	D-0832-050-OG
XCE 7/8 (2 couleurs)	orange/green	5 tests	D-0826-050-OG
XCE 3/7/17 (3 couleurs)	orange/green/blue	5 tests	D-0829-050-TC
XCE 4/10/17 (3 couleurs)	orange/green/blue	5 tests	D-0830-050-TC
XCE pan-cen	green ou orange	5 tests	D-0836-050- FI / OR



XL – Sondes microdélétions

Format 5 tests (50 µl)

XL DiGeorge TBX1 coming soon	orange/green	5 tests	D-5415-050-OG
XL Wolf-Hirschhorn	orange/green	5 tests	D-5416-050-OG
XL Cri-Du-Chat	orange/green	5 tests	D-5417-050-OG
XL Williams-Beuren	orange/green	5 tests	D-5418-050-OG
XL Prader-Willi/Angelman	orange/green	5 tests	D-5421-050-OG
XL Smith-Magenis/Miller-Dieker	orange/green	5 tests	D-5422-050-OG