

Fiche Technique

Gamme materni

Tétines



Informations générales :

Distributeur :	Duomed France Solutions
Adresse et coordonnées	Adresse siège social : 26 rue de la montée, 68720, Flaxlanden Tel : 03 89 06 14 44 E-mail : info.solutions.fr@duomed.com Site internet : www.duomed.com
Coordonnées du correspondant matériovigilance :	Philippe BOUIX Tel : 03 89 06 14 44 E-mail : vigilance.solutions.fr@duomed.com
Dénomination commune :	Biberons
Dénomination commerciale :	Biberons materni
Classe du DM :	I
Directive de l'UE applicable :	Directive 93/42/CEE MDD
Numéro de l'organisme notifié :	SGS CERTIFICAT IDBE20/8199154
Fabricant :	Materni NV - Belgique - ISO 13485
Codification : Cladimed/GMDM	Cladimed A80AA01
Indication du dispositif	Tétine pour biberon Materni, destinée à l'administration de lait maternel, d'une alimentation liquide adaptée ou d'un liquide de réhydratation orale adapté
Descriptif et fonctionnement	Non stérile, usage unique. Prêt à être utilisé immédiatement. Emballage individuel hygiénique CBM Disponible en plusieurs tailles S, M et L et débit d'écoulement lent, rapide, ultrarapide et 3 vitesses d'écoulement



Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.solutions.fr@duomed.com • www.duomed.com

Caractéristiques techniques :

Matériau :		Matériau de la tétine : TPE Matériau de l'anneau : PP
		Sans latex, sans bisphénol A, sans oxyde d'éthylène et sans phtalate
Conditions microbiologiques et asepsie :		Clean by Manufacturing (CBM) Fabrication en salle blanche classe 6 (ISO 14644-1)
Normes :		EU 10/2011 Plastic materials intended to come into contact with food EN 14350:2020 Child use and care articles - Drinking equipment - Safety requirements and test methods.
Stockage:		3 ans dans un endroit propre, sombre, sec et frais
Conditionnement :		Emballage individuel propre CBM
Références :		
	MEPA 0101	Materni tétine-L lent SP140 unités/BTE L 390 (mm) x l 300 (mm) x H 350 (mm) 1,70 kg boîte 6,30 gr unité
	MEPA 0102	Materni tétine-L- rapide SP140 unités /BTE L 390 (mm) x l 300 (mm) x H 350 (mm) 1,70 kg boîte 6,30 gr unité
	MEPA 0115	Materni tétine-L-ultra rapide SP140 unités/BTE L 390 (mm) x l 300 (mm) x H 350 (mm) 1,70 kg boîte 6,30 gr unité
	MEPA 0103	Materni tétine -M - lent SP140 unités/BTE L 390 (mm) x l 300 (mm) x H 350 (mm) 1,60 kg boîte 6,25 gr unité
	MEPA 0104	Materni tétine-M -rapide SP140 unités/BTE L 390 (mm) x l 300 (mm) x H 350 (mm) 1,60 kg boîte 6,25 gr unité
	MEPA 0118	Materni tétine-M-ultra rapide SP140 unités/BTE L 390 (mm) x l 300 (mm) x H 350 (mm) 1,60 kg boîte 6,25 gr unité
	MEPA 0105	Materni tétine -S -lent SP140 unités/BTE L 390 (mm) x l 300 (mm) x H 350 (mm) 1,55 kg boîte 6,23 gr unité

Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.solutions.fr@duomed.com • www.duomed.com