

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	COUSSIN D'ASSISE POUR MILO®
DESCRIPTION COURTE :	COUSSIN D'ASSISE
RÉFÉRENCES :	SI21636
DATE DE MISE À JOUR :	02/03/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	300 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Le coussin d'assise permet d'améliorer le confort d'assise de MILO®, tout en assurant un maintien antidérapant sur l'assise, même avec du savon. Il rend plus confortable le passage aux toilettes et sous la douche. Composé de 2 parties symétriques, il se pose simplement sur l'assise de MILO® dont il reprend le profil. En mousse à cellule fermée, il est étanche, et se nettoie facilement par essuyage. Sa densité la rend stable. Sa légèreté lui permet d'être toujours à portée de main. Le perçage permet de les accrocher facilement dans la salle de bain.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Les coussins d'assise sont destinés à une utilisation sur le dispositif d'aide à la toilette MILO® uniquement. Ne pas laisser un patient seul sur un guidon de transfert. Vérifier régulièrement l'état des coussins.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Eau savonneuse. Pas de jet sous pression. Ne pas sécher en machine. Séchage à l'air libre de préférence suspendu.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
DIMENSIONS :	Lot de 10 paires de coussins d'assise. 32 x 16 cm. Epaisseur 1 cm.
COMPOSITION :	Evazote.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 10 paires de coussins d'assise pour MILO® et la fiche technique.
COULEUR :	Noir.