

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	POT POUR MILO®
DESCRIPTION COURTE :	POT DE RECHANGE POUR MILO®
RÉFÉRENCES :	ZSILOPOT
DATE DE MISE À JOUR :	02/03/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	450 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Risque d'incontinence sans possibilité d'enjambement rapide des toilettes ; pendant la douche, robinet de douche fermé.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas laisser un patient seul sur un guidon de transfert. Ne pas utiliser sous la douche - couper la douche, mettre en place, évacuer, réouvrir la douche.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissus » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
DIMENSIONS :	41,9 x 24,2 x h 10 cm.
COMPOSITION :	ABS.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 pot pour MILO® et sa fiche technique.
COULEUR :	Blanc.