

CA 22

DÉTERGENT DÉTARTRANT ACIDE POUR
LAVE-BASSINS À DÉSINFECTION THERMIQUE



AVANTAGES ET QUALITÉS

- Fort pouvoir détergent et détartrant
- Prévention et élimination du calcaire dans le générateur de vapeur, les toupies de lavage, le réservoir d'eau et la cuve
- Formulation adaptée pour tous types de lave-bassins à désinfection thermique
- Efficace en eau dure
- Compatible avec les plastiques, l'acier inoxydable, et le verre...



Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



DÉTERGENT DÉTARTRANT ACIDE POUR LAVE-BASSINS À DÉSINFECTION THERMIQUE

■ MODE D'EMPLOI

■ Réglages du cycle :

■ Concentration préconisée : 0,1% à 0,5% selon la dureté de l'eau

Ces valeurs peuvent être adaptées selon :

- le TH de l'eau du réseau
- le degré de salissure du matériel à traiter

Remarque : Surveiller le niveau de liquide dans le bidon.

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FS 010527)

■ CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|--|------------------------|
| ■ Aspect : Liquide | ■ Couleur : Jaune pâle |
| ■ pH pur : environ 1 | |
| ■ pH à 0,1% : 2,7 | ■ pH à 0,5% : 2,3 |
| ■ Péremption : 2 ans | |
| ■ Condition de stockage et conservation : 5-35°C | |

■ COMPOSITION

- Agents détergents et détartrants

■ CONDITIONNEMENTS

① Carton de 4 bidons de 5 Lréf. 1052720

② Carton de 3 bidons bas de 5 Lréf. 1052715



Produit Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe 1.



Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté

3 av. des Frênes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX ■ France
Tél. : + 33 (0)1 39 44 93 40 ■ Fax : + 33 (0)1 39 44 93 41
contact@sterifrance.com ■ www.sterifrance.com



FT
1090.G
v6_08.2022