

FICHE TECHNIQUE

Accessoires et consommables pour le monitoring transcutané

Référence : **5601300**

Produit : **Fixation oreille pour capteur tc92 et tc54**



Description du produit

Jeu de 40 clips de fixation au lobe de l'oreille & 1 flacon de gel de contact (10 mL)

Compatibilité

TOSCA 500 (pCO₂/SpO₂)
TCM TOSCA (pCO₂/SpO₂)
TCM COMBI M54 (PCO)
TCM5

Classe du dispositif médical

Ila

Certification

CE0123

Date d'entrée sur le marché de l'Union Européenne

2000

Mode de stérilisation

Non stérile

Conditionnement

Température de stockage : 1 0 °C à 30 °C
Température de fonctionnement : 37 °C à 45 °C
Humidité relative comprise entre 20 %/0 et 70 %/0

Durée de validité

Dispositif à usage unique

Précautions d'emploi

Avant toute utilisation, veuillez consulter le mode d'emploi du moniteur

Etiquetage du produit

