

Sangles pour surveillance fœtale



1



2



3



4

Sangles à usage unique

Référence	Description	Conditionnement	À utiliser avec :
1 M2208A CE	Sangle abdominale à usage unique : jaune, avec boutons et boutons, longueur : 1,3 m, largeur : 60 mm	100 rouleaux	Moniteurs, capteurs et modules fœtaux (Philips et anciens modèles) : M1355A, M1356A, M1358A, M1364A, M1365A, M2720A, M2725A, M2726A, M2727A, M2734A, M2734B, M2735A, M2736A, M2738A, 866075, 866076, 866077

Sangles réutilisables

Référence	Description	Conditionnement	À utiliser avec :
2 M1562B CE	Sangle abdominale réutilisable : grise, lavable, résistante à l'eau, pré-découpée, longueur : 1,3 m, largeur : 50 mm	5 rouleaux	Moniteurs, capteurs et modules fœtaux (Philips et anciens modèles) : M1355A, M1356A, M1357A, M1358A, M1359A, M1364A, M1365A, M2720A, M2725A, M2726A, M2727A, M2734A, M2734B, M2735A, M2736A, M2738A
3 M4601A CE	Sangle réutilisable pour cuisse : grise, lavable, résistante à l'eau, en rouleau, longueur : 15 m, largeur : 32 mm	1 rouleau	Moniteurs, capteurs et modules fœtaux (Philips et anciens modèles) : M1357A, M1359A, M1364A, M1365A, M2738A
3 M4602A CE	Sangle abdominale réutilisable : grise, lavable, résistante à l'eau, pré-découpée, longueur : 1,3 m, largeur : 60 mm	5 rouleaux	Moniteurs, capteurs et modules fœtaux (Philips et anciens modèles) : M1355A, M1356A, M1358A, M1359A, M1364A, M1365A, M2720A, M2725A, M2726A, M2727A, M2734A, M2734B, M2735A, M2736A, M2738A, 866075, 866076, 866077
4 M4603A CE	Sangle abdominale réutilisable : grise, lavable, résistante à l'eau, en rouleau, longueur : 15 m, largeur : 60 mm	1 rouleau	