

Pression non invasive

Brassards monopatients

Brassards Gentle Care à tubulure unique

Référence de commande	Autre référence de commande	Description de commande	Conditionnement	À utiliser avec	Europe	États-Unis
989803148001	M4572B	Nourrisson, orange Longueur de la poche : 15 cm Largeur de la poche : 5,5 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	10 brassards	Module de PNI : 862278 ; Module multi-mesure X1 : 862442, 866462 ; IntelliVue MP2 : 865040 ; MP5 : 865024, 865322, 865120 ; X2 : 865039 ; X3 : 867030 ; MX100 : 867033 ; Ensemble MB1 : 866044 ; Ensemble MB2 : 866045 ; Ensemble MB3 : 866046 ; SureSigns VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 ; Moniteurs patient C3 : 862474, 862478 ; VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863289 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; Xper Flex Cardio : 860335, 860338 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071	•	•
989803148011	M4573B	Enfant, vert Longueur de la poche : 21,5 cm Largeur de la poche : 8 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm	10 brassards	MB1 : 866044 ; Ensemble MB2 : 866045 ; Ensemble MB3 : 866046 ; SureSigns VS1 : 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062 ; Moniteurs patient C3 : 862474, 862478 ; VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863289 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; Xper Flex Cardio : 860335, 860338 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071	•	•
989803148021	M4574B	Adulte petite taille, bleu clair Longueur de la poche : 24 cm Largeur de la poche : 10,6 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm	10 brassards	patient C3 : 862474, 862478 ; VM4 : 863063, 863085, 863287 ; VM6 : 863064, 863065, 863086, 863288 ; VM8 : 863066, 863068, 863087, 863088, 863289 ; VS2 : 863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; Xper Flex Cardio : 860335, 860338 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071	•	•
989803148031	M4575B	Adulte, bleu marine Longueur de la poche : 30 cm Largeur de la poche : 13,5 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	10 brassards	863079, 863080, 863081, 863082, 863278, 863279 ; VS3 : 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863285 ; VS4 : 863283, 863286 ; VSi : 863275, 863276, 863277 ; Xper Flex Cardio : 860335, 860338 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071	•	•
989803148041	M4576B	Adulte, extra-long, bleu marine Longueur de la poche : 30 cm Largeur de la poche : 13,5 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	10 brassards	863277 ; Xper Flex Cardio : 860335, 860338 ; Avalon FM20 : 862198 ; FM30 : 862199 ; FM40 : 865132 ; FM50 : 865071	•	•
989803148051	M4577B	Adulte grande taille, bordeaux Longueur de la poche : 38 cm Largeur de la poche : 17 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	10 brassards		•	•
989803148061	M4578B	Adulte grande taille, extra-long, bordeaux Longueur de la poche : 38 cm Largeur de la poche : 17 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	10 brassards		•	•



989803148001

M4572B

989803148011

M4573B

989803148021

M4574B

989803148031

M4575B

989803148041

M4576B

989803148051

M4577B

989803148061

M4578B