

FICHE TECHNIQUE

Tubes à centrifuger – Tubes 50 ml

Fiche créée le: 09/09/2020

Dernière modification le: 29/06/2022



Désignation commerciale : Tube à centrifuger 50 ml, gradué et aplat

Application : Manipulations générales en laboratoire pour lesquelles sont requises une bonne étanchéité, une bonne résistance à la centrifugation et aux agents chimiques

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

- **Description :** Tube à centrifuger 50 ml, cape à vis, gradué et avec aplat pour inscriptions
Fermeture rapide : moins d'un tour
- **Normes et directives :** Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro conforme :
 - au règlement européen 2017/746 pour les produits non stériles
 - à la Directive 98/79/CE pour les produits stériles
- **Matière :** Tube : Polypropylène (PP)
Cape : Polyéthylène haute densité (PE HD)
- **Dimensions :**

Tube :	Hauteur :	114 mm
	Diamètre :	28 mm
Cape :	Hauteur :	13 mm
	Diamètre :	34 mm
Volume :	50 ml : graduations bleues de 5 à 45 ml par incrément de 1 ml. Graduations dans la masse de 0,5 ml à 2 ml.	
	Aplat blanc 47 x 18 mm	
- **Conditionnement :** Se référer au tableau
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque sous conditionnement et carton
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque sous conditionnement et carton
Durée de vie : 36 mois en sortie de production



FICHE TECHNIQUE

Tubes à centrifuger – Tubes 50 ml

- **Qualités biologiques :**
- Stérile par irradiation ou non stérile, se référer au tableau
 - Apyrogène / exempt d'endotoxine
 - Non cytotoxique
 - Exempt d'ADN, de DNase / RNase

Référencement des tubes :

Référence	Stérile	Couleur tube	Couleur cape	Forme du fond	Vitesse de centrifugation*	Conditionnement Sous conditionnement
62.547004	Oui	Transparent	Rouge	Conique	20 000 x g	300 Portoirs de 25
62.547254	Oui	Transparent	Rouge	Conique	20 000 x g	300 Sachets de 25
62.547274	Oui	Transparent	Naturel	Conique	20 000 x g	300 Sachets de 25
62.547354	Oui	Ambré	Rouge	Conique	20 000 x g	300 Sachets de 25
62.548004	Non	Transparent	Rouge	Conique	20 000 x g	300 Sachets de 25
62.548304	Non	Ambré	Rouge	Conique	20 000 x g	300 Sachets de 25
62.559	Non	Transparent	Rouge	Conique à jupe	8 000 x g	300 Sachets de 25
62.559001	Oui	Transparent	Rouge	Conique à jupe	8 000 x g	300 Sachets de 25
62.559010	Oui	Transparent	Naturel	Conique à jupe	8 000 x g	300 Sachets de 25

* Conditions du test : tube rempli au volume nominal avec un liquide de densité 1,06 g/ml, 15 à 30 min à 20°C, rotor oscillant, avec plot de centrifugeur adapté

Limites d'utilisation - Recommandations :

Usage unique

En cas d'utilisation de produits chimiques agressifs ou solvants, vérifier la résistance pour votre usage.