


# FICHE TECHNIQUE

## miniPERM® – Seringue 50 ml Luer Lock – 94.6077137

Fiche créée le: 13/02/2024

Dernière modification le:



**Désignation commerciale :** Seringue 50 ml, Luer Lock, stérile

**Application :** Accessoire pour bioréacteur miniPERM®

**Fabricant :** TERUMO CORPORATION - PHILIPPINES  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

- **Description :** Seringue Luer Lock 50 ml, stérile, pour bioréacteur miniPERM®
- **Normes et directives :** Dispositif Médical conforme à la Directive Européenne 93/42/CE  
Classe IIa  
Organisme notifié 0197
- **Matière :** Polypropylène (PP)
- **Dimensions :** Longueur totale : 15,1 mm
- **Conditionnement :** Carton de 60 seringues en emballage individuel
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque carton et emballage individuel
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque carton et emballage individuel  
Durée de vie : 60 mois en sortie de production
- **Qualités biologiques :** Stérile

### Limites d'utilisation - Recommandations :

Article pour usage général de Laboratoire  
Usage unique