

FICHE TECHNIQUE

Tubes à vis – Tubes à vis à fond plat en PP

Fiche créée le: 16/02/2024

Dernière modification le:



60.550050



60.542024



62.555



60.597001

Désignation commerciale : Tube à vis à fond plat en PP

Application : Techniques générales en laboratoire

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

- **Description :** Tube à réactions et à centrifuger en PP, fond plat, bord fileté, avec cape à vis externe avec lèvre de scellage, non jointée
- **Matière :**
 - Tube :** Polypropylène (PP)
 - Cape :** Polypropylène (PP) ou Polyéthylène haute densité (PE HD)
se référer au tableau page suivante
- **Conditionnement :** Se référer au tableau page suivante
- **Numéro de lot :** Si concerné, situé sur chaque emballage individuel, sachet et carton
Se référer au tableau
- **Qualités bactériologiques :** Non stérile ou stérile par irradiation, se référer au tableau
- **Date limite d'utilisation :** Si concerné, situé sur chaque emballage individuel, sachet et carton
Se référer au tableau
Durée de vie : 36 mois en sortie de production

FICHE TECHNIQUE

Tubes à vis – Tubes à vis à fond plat en PP

Référencement des tubes :

Référence	Hauteur / Ø (mm)	Bouchon	Stérile	N° de lot	Durée de vie	Norme	Conditionnement Sous-conditionnement
Volume : 7 ml							
60.550050	82 / 13	PE HD Bouchon séparé incolore	Non	Oui	-	-	1 000 pcs Sachet de 1 000 pcs
Volume : 8 ml							
60.542	57 / 16,5	PE HD Bouchon séparé incolore	Non	Oui	-	-	1000 pcs Sachet de 1000 pcs
60.542007	57 / 16,5	PP avec joint torique Bouchon séparé incolore	Non	Oui	-	-	1000 pcs Sachet de 1000 pcs
60.542024	57 / 16,5	PE HD Bouchon monté incolore	Oui	Oui	Oui	CE IVD	1 000 pcs Sachet de 100 pcs
Volume : 40 ml							
62.555 Avec graduation jusqu'à 30 ml	85 / 28,5	PP Bouchon séparé incolore	Non	Non	-	-	450 pcs Sachet de 50 pcs
62.555001 Avec graduation jusqu'à 30 ml	85 / 28,5	PP Bouchon monté incolore	Oui	Oui	Oui	-	450 pcs Sachet de 50 pcs
Volume : 60 ml							
60.596	126 / 25,5	PP Bouchon séparé incolore	Non	Non	-	-	250 pcs Sachet de 50 pcs
60.596001	126 / 25,5	PP Bouchon monté incolore	Oui	Oui	Oui	-	250 pcs Sachet de 50 pcs
Volume : 120 ml							
60.597	114 / 42	PP Bouchon séparé incolore	Non	Non	-	-	250 pcs Sachet de 50 pcs
60.597001	114 / 42	PP Bouchon monté incolore	Oui	Oui	Oui	-	100 pcs Sachet de 25 pcs

* Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro conforme à la Directive 98/79/CE

FICHE TECHNIQUE

Tubes à vis – Tubes à vis à fond plat en PP

Limites d'utilisation - Recommandations :

Article pour usage Général de Laboratoire

Usage unique

Résistant à la congélation à -80°C

Vitesse de centrifugation maximale : 4000 x g – **valable uniquement pour les tubes jusqu'à 8 ml**

Conditions du test : tube rempli au volume nominal avec un liquide de densité 1,06 g/ml, 15 à 30 min à 20°C, rotor oscillant.