



## DIMEHO

DIFFUSION MÉDICALE HOSPITALIÈRE

40  
kg/m<sup>3</sup>



Mousse  
haute résilience



P111MPPMH



P111MPPMHF



GARANTIE



Pour une question technique,  
contactez l'équipe DIMEHO

[dimeho@dimeho.com](mailto:dimeho@dimeho.com)

968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen

Tél. +33 (0)5 53 98 15 18

Fax +33(0)5 53 98 06 87

[www.dimeho.com](http://www.dimeho.com)

### PRODUIT

Matelas hospitalier mousse haute résilience avec housse

### MODÈLE

Matelas SYST'AM® - P111M housse intégrale POLYMAILLE®

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

#### Matelas :

- Matelas en mousse de polyuréthane haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup>
- Matelas haute densité adapté pour les manipulations CPR, et compatible radiographies
- Matelas réalisé par moulage
- Bandes de renfort latérales
- Coins arrondis facilitant le passage des potences de lit
- Structure adaptée à la cinématique des lits médicalisés
- Quadrillage de surface pour une meilleure ventilation du matelas, et un effet anti-cisaillement lors de l'activation du relève-buste
- Grand confort de couchage
- Retournable dans les 2 sens
- Classement feu matelas + housse intégrale conforme à la norme NF EN 597-1 et 597-2
- Disponible en plusieurs dimensions
- Disponible en version Mousse Recyclée

#### Housse POLYMAILLE® :

- Imperméable aux liquides
- Fermeture à glissière sur 3 côtés avec rabat de protection de la fermeture
- Traitée anallergique, bactériostatique, anti-microbien et anti-fongique
- Base de la housse anti-dérapante
- Etiquette latérale de conseils d'entretien et de nettoyage, et d'identification du matelas.
- Très simple à nettoyer
- Housse disponible en version coutures soudées imperméables : housse POLYMAILLE®HD - Heavy Duty.

### ACCESSOIRES DISPONIBLES :

- Housses de rechange POLYMAILLE®
- Rallonge de matelas + 20 cm, en mousse haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup>, housse intégrale POLYMAILLE® à fermeture à glissière

### PRÉCONISATIONS :

- Matelas hospitalier pour le couchage des patients
- Pas de risque escarre évalué

Tableau des références page suivante

**DIMEHO**  
DIFFUSION MÉDICALE HOSPITALIÈRE

PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSION COUCHAGE (l x L)	CONDITIONNEMENT
<b>MATELAS HOSPITALIER, HOUSSE INTÉGRALE POLYMAILLE*</b>			
MATELAS HOSPITALIER	<b>P111MPPMHI</b>	<b>90 x 200 cm</b>	<b>Carton unitaire</b>
	<b>P111MPPMHI100</b>	<b>100 x 200 cm</b>	<b>Carton unitaire</b>
	<b>P111MPPMHI120</b>	<b>120 x 200 cm</b>	<b>Carton unitaire</b>
	P111MPPMHIBX	90 x 200 cm	En Box de 8 unités compressées
	P111MPPMHINCBX	90 x 200 cm	En Box de 8 unités non compressées
<b>MATELAS HOSPITALIER, HOUSSE INTÉGRALE POLYMAILLE* HF, COUTURES SOUDÉES</b>			
MATELAS HOSPITALIER	P111MPPMHF	90 x 200 cm	Carton unitaire
<b>MATELAS HOSPITALIER, HOUSSE INTÉGRALE POLYMAILLE*</b>			
MATELAS HOSPITALIER RECYCLÉ	<b>P111MPPMHIR</b>	<b>90 x 200 cm</b>	<b>Carton unitaire</b>
<b>ACCESSOIRES</b>			
Housse POLYMAILLE* de rechange	P452PM	90 x 200 cm	Unitaire
	P452PM100	100 x 200 cm	Unitaire
	P452PM120	120 x 200 cm	Unitaire
Housse POLYMAILLE* HD de rechange	P452PF	90 x 200 cm	Unitaire
Rallonge de Matelas	P101M20	90 x 20 cm	Unitaire



## MATELAS RECYCLÉS

Dans le cadre de sa politique de réduction de son impact environnemental, SYST'AM® propose un matelas hospitalier recyclé. Il est produit à partir de matelas tout à fait utilisables et répondant aux exigences de qualité SYST'AM® mais présentant de légers défauts et ne pouvant être mis sur le marché en l'état. Les défauts sont éliminés par découpe puis remplacés par une pièce de mousse exempte de tout défaut.

### SES AVANTAGES :

- Matelas neuf.
- Propriétés et service rendu identiques à un matelas classique.
- Réduction des déchets de fabrication.
- Impact limité sur l'environnement.



P101M20

### P101M20 - RALLONGE MATELAS COINS ARRONDIS

- Moulée en mousse de polyuréthane haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup>
- Livrée sous housse Polymaille
- Fermeture à glissière
- Dimensions : 90 x 20 x 14 cm




P452PM

### HOUSSE POLYMAILLE\*





P452PF


### HOUSSE POLYMAILLE\*HD



P111MPPMHIBX



P111MPPMHINCBX



Pour une question technique,  
contactez l'équipe DIMEHO

[dimeho@dimeho.com](mailto:dimeho@dimeho.com)

968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen

Tél. +33 (0)5 53 98 15 18

Fax +33(0)5 53 98 06 87

[www.dimeho.com](http://www.dimeho.com)