


# MATELAS À PLOTS EN MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE

## DIMEHO

DIFFUSION MÉDICALE HOSPITALIÈRE


40  
kg/m<sup>3</sup>





Mousse  
haute résilience



MATELAS POLYPLOT®  
Hauteur 14 cm



MATELAS POLYPLOT®  
Hauteur 17,5 cm



P102MPLPMHI



P102MPLPMHF

### PRODUIT

Matelas à plots en mousse haute résilience

### MODÈLE

Matelas POLYPLOT® SYST'AM® - P102M housse intégrale POLYMAILLE®

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

#### Matelas :

- Matelas à plots en mousse haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup>
- Matelas haute densité adapté pour les manipulations CPR, et compatible radiographies
- Matelas réalisé par moulage à 2 hauteurs de matelas : 14 et 17,5 cm
- Bandes de renfort latérales pour faciliter les transferts sur la version 14 cm
- Coins arrondis facilitant le passage des potences de lit sur la version 14 cm
- Coins droits sur la version 17,5 cm
- Structure adaptée à la cinématique des lits médicalisés
- Plots à grande surface de contact, indépendants et très mobiles avec canaux d'aération
- Semelle haute densité pour une meilleure stabilité
- Retournable dans les 2 sens
- Classement feu matelas + housse intégrale conforme à la norme NF EN 597-1 et 597-2
- Plusieurs dimensions de couchage disponibles (voir ci-dessous) pour patients de 35 à 270 kg

#### Housses POLYMAILLE® :

- Imperméable aux liquides
- Fermeture à glissière sur 3 côtés avec rabat de protection de la fermeture
- Traitée anallergique, bactériostatique, anti-microbien et anti-fongique
- Base de la housse anti-dérapante
- Etiquette latérale de conseils d'entretien et de nettoyage, et d'identification du matelas.
- Très simple à nettoyer
- Housse disponible en version coutures soudées imperméables : housse POLYMAILLE®HD - Heavy Duty.

### ACCESSOIRES DISPONIBLES :

- Housses de rechange POLYMAILLE®
- Rallonge de matelas + 20 cm, en mousse haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup>, housse intégrale POLYMAILLE® à fermeture à glissière

### PRÉCONISATIONS :

- **Aide à la prévention des escarres** : matelas destiné aux patients présentant un **risque faible à modéré** de développer une escarre
- **Aide au traitement des escarres** avec adjonction de systèmes de décharge et/ou de positionnement

Tableau des références page suivante



GARANTIE



Pour une question technique,  
contactez l'équipe DIMEHO

dimeho@dimeho.com

968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen

Tél. +33 (0)5 53 98 15 18


Fax +33(0)5 53 98 06 87

www.dimeho.com

# MATELAS À PLOTS EN MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE

**DIMEHO**  
DIFFUSION MÉDICALE HOSPITALIÈRE

PRODUIT	RÉFÉRENCE	DIMENSION COUCHAGE (l x L)	CONDITIONNEMENT
<b>MATELAS POLYPLOT® 14, HOUSSE INTÉGRALE POLYMAILLE®</b>			
<b>MATELAS POLYPLOT® Hauteur 14 cm</b>	<b>P102MPLPMHI</b>	<b>90 x 200 cm</b>	<b>Carton unitaire</b>
	P102MPLPMHIBX	90 x 200 cm	En Box de 8 unités compressées
	P102MPLPMHINCBX	90 x 200 cm	En Box de 8 unités non compressées
	P102MPLPMHI80	80 x 200 cm	Carton unitaire
	P102MPLPMHI190	90 x 190 cm	Carton unitaire
	<b>P102MPLPMHI100</b>	<b>100 x 200 cm</b>	<b>Carton unitaire</b>
	P102MPLPMHI110	110 x 200 cm	Carton unitaire
	<b>P102MPLPMHI120</b>	<b>120 x 200 cm</b>	<b>Carton unitaire</b>
	P102MPLPMHI140	140 x 200 cm	Carton unitaire
<b>MATELAS POLYPLOT® 14, HOUSSE INTÉGRALE POLYMAILLE® HD, COUTURES SOUDÉES</b>			
<b>MATELAS POLYPLOT® Hauteur 14 cm</b>	P102MPLPMHF	90 x 200 cm	Carton unitaire
	P102MPLPMHF80	80 x 200 cm	Carton unitaire
	P102MPLPMHF190	90 x 190 cm	Carton unitaire
<b>MATELAS POLYPLOT® 17,5, HOUSSE INTÉGRALE POLYMAILLE®</b>			
<b>MATELAS POLYPLOT® Hauteur 17,5 cm</b>	<b>P102MPPMHI</b>	<b>90 x 200 cm</b>	<b>Carton unitaire</b>
<b>ACCESSOIRES</b>			
<b>Housse POLYMAILLE® de rechange pour MATELAS POLYPLOT® Hauteur 14 cm</b>	P452PM	90 x 200 cm	Unitaire
	P452PM80	80 x 200 cm	Unitaire
	P452PM190	90 x 190 cm	Unitaire
	P452PM100	100 x 200 cm	Unitaire
	P452PM110	110 x 200 cm	Unitaire
	P452PM120	120 x 200 cm	Unitaire
	P452PM140	140 x 200 cm	Unitaire
<b>Housse POLYMAILLE® HD de rechange pour MATELAS POLYPLOT® Hauteur 14 cm</b>	P452PF	90 x 200 cm	Unitaire
	P452PF80	80 x 200 cm	Unitaire
	P452PF190	90 x 190 cm	Unitaire
<b>Housse POLYMAILLE® de rechange pour MATELAS POLYPLOT® Hauteur 17,5 cm</b>	P421PM	90 x 200 cm	Unitaire
<b>Rallonge de Matelas pour POLYPLOT® 14 cm, 90 x 200 cm</b>	P101M20	90 x 20 cm	Unitaire



P101M20

## P101M20 - RALLONGE MATELAS COINS ARRONDIS

- Moulée en mousse de polyuréthane haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup>
- Livrée sous housse Polymaille
- Fermeture à glissière
- Dimensions : 90 x 20 x 14 cm

## HOUSSE POLYMAILLE® P452PM




P452PM


## HOUSSE POLYMAILLE®HD P452PF



P452PF



P102MPLPMHIBX



P102MPLPMHINCBX

Pour une question technique,  
contactez l'équipe DIMEHO

[dimeho@dimeho.com](mailto:dimeho@dimeho.com)

968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen

Tél. +33 (0)5 53 98 15 18

Fax +33(0)5 53 98 06 87

[www.dimeho.com](http://www.dimeho.com)