



## **Description**

**FAUTEUIL LIT ACCOMPAGNANT ELLIOT - LARGEUR MATELAS 78 -**  
FAUTEUIL CONVERTIBLE EN LIT - 4 ROULETTES DONT DEUX FREINEES  
DIAMETRE 50 MM - ASSISE ET MATELAS CONFORT - SOMMIER TREILLIS  
SOUDE - **ACCOUDOIRS PLEINS** - PANNEAUX ET COUSSINS ESCAMOTABLES  
POUR LE NETTOYAGE

## **Points forts**

Le lit accompagnant ELLIOT est idéal pour le visiteur, ce fauteuil-lit adaptable et fonctionnel offre une assise agréable et le confort d'un lit.

# ELLIOT-V1 : Caractéristiques Techniques détaillées

POIDS - ECO-PERFORMANCES		CONFIGURATION	
Poids	43 kg	Configuration	Fauteuil convertible en lit - Accoudoirs pleins
DIMENSIONS		COLORIS	
Longueur	Position fauteuil : 93 / Position ouverte : 216 cm	Garnissage Matelas	Au choix sélection Valencia
Largeur	93 cm	CLASSEMENT FEU	M2
Longueur plan de couchage	190 cm	INFORMATION COMPLÉMENTAIRE	
Largeur plan de couchage	78 cm	Commentaire	Intégralité des panneaux et coussins escamotables pour le nettoyage
Hauteur	76 cm		
Garde au sol	0,5 cm		
Epaisseur Matelas	10 cm		
ASSISE			
Largeur	78 cm		
Profondeur	58 cm		
Hauteur assise par rapport au sol	45 cm		
Mousse HR densité	35 kg/m3		
Suspension	Châssis tubulaire avec treillis soudé		
Epaisseur assise	10 cm		
DOSSIER			
Largeur	78 cm		
Hauteur	32 cm		
Mousse HR densité	35 kg/m3		
Epaisseur dossier	20 cm		
ACCOUDOIRS			
Longueur	91 cm		
Epaisseur	3 cm		
Hauteur accoudoir par rapport au sol	61 cm		
MATIÈRES & REVÊTEMENTS			
Matière Mousse	Mousse Haute Résilience		
Densité Mousse HR	35 kg/m3		
Matière Housse	Tricot polyester enduit PVC		
TYPE			
Type de freinage	Freinage individuel		
MATIÈRES & REVÊTEMENTS			
Châssis	Structure accoudoirs en bois et châssis acier époxy		
PIÈTEMENT			
Type de piétement	Roulette double galet		
Diamètre roues	50 mm		
CHARGE DE SÉCURITÉ			
Poids maxi patient	120 kg		
CFS	120 kg		

**CLASSEMENT AU FEU : M2**

TISSU VALENCIA GRAPHITE



TISSU VALENCIA NECTARINE



TISSU VALENCIA TAUPE



TISSU VALENCIA TEAL



TISSU VALENCIA TITAN

