

Huile de soin végétale

Adjuvant topique de prévention de l'escarre et de surveillance des points d'appui par effleurage. Patients, ayant la peau fragile et présentant un risque d'escarre faible à modéré (stade 0)

Galénique huile formulée avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle.

Ce produit est un dispositif médical de prévention de l'escarre*



Galénique huile qui facilite le geste d'effleurage

Testé sous contrôle dermatologique

Fabriqué en France

INDICATIONS

- Adjuvant de prévention de l'escarre et surveillance des points d'appuis par effleurage
- Améliore l'état cutanée par ses propriétés hydratantes
- Adultes, enfants, nourrissons, présentant un risque faible à modéré d'escarres
- Peaux fragiles

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide transparent
- Couleur : jaune
- Odeur : verte, aromatique, florale
- Masse volumique à 20°C : $0,91 \pm 0,02$ g/ml

TOLERANCE

- Tolérance cutanée : très bonne compatibilité cutanée
- Tolérance oculaire : légèrement irritant
- Testé sous contrôle dermatologique

les rapports d'études sont à disposition des professionnels sur demande.

COMPOSITION INCI

HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PARFUM (FRAGRANCE), TOCOPHEROL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT

COMPOSITION

- Une base d'huile de tournesol oléique : l'huile extraite des graines de tournesol est riche en acides gras insaturés (acide linoléique). Elle est nourrissante, hydratante et assouplit la peau naturellement.
- Un extrait huileux de fleurs de calendula aux propriétés adoucissantes et apaisantes.
- Présence de tocophérol (vitamine E) pour protéger la composition de l'oxydation.
- Parfum.

PROPRIETES

Caractéristiques	Avantages
Galénique huile	Glissement amélioré de la peau sous les doigts, pénètre rapidement sans laisser la peau collante
Contient ingrédients émollients	+50,2% d'hydratation deux heures après l'application *Préviennent le dessèchement cutané
Base huile de tournesol oléique	Préserve le film lipidique au niveau de l'épiderme

* Evaluation du potentiel hydratant après application unique : cinétique d'hydratation de 3 heures sur 11 volontaires adultes à la peau sèche au niveau des jambes

CONSEILS D'UTILISATION

L'effleurage est geste léger qui s'exécute sur peau propre, à mains nues (sans gants), en utilisant les doigts à plat et la paume de la main, sans dépression des éléments sous-cutanés (à différencier du massage) à l'aide du dispositif pour faciliter le glissement du geste.

2 à 6 fois par jour en effleurage jusqu'à pénétration.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur une peau lésée. Usage externe, ne pas ingérer. Ne pas appliquer sur les yeux et les muqueuses. Tenir hors de portée des enfants.
Précautions de stockage : conserver à l'abri de la lumière.

PRESENTATION

Réseau	Présentation	Code	Code EAN	Conditionnement	Composition du contenant
PHARMA	Flacon pompe 50 ml	79530	3361370661022	Carton de 12	Flacon : PEHD Pompe : multi matériaux Bouchon : PP
B2B	Flacon pompe 50 ml	66102	3361370661022	Carton de 50	Flacon : PEHD Pompe : multi matériaux Bouchon : PP
B2B	Flacon goutte à goutte 20 ml	66103	3361370661039	Carton de 100	Flacon : PEHD Bouchon : PP

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée de conservation : 48 mois

Durée d'utilisation après ouverture : 6 mois

Consigne de tri : 50ml  20ml 

Statut : *Dispositif médical de classe I

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

CONTACTS

