

# Huile de soin végétale

Flacon 50 ml : 66102

Flacon goutte à goutte 20 ml : 66103



Galénique huile qui  
facilite le geste  
d'effleurage

Testé sous contrôle  
dermatologique

Fabriqué en France

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION :

L'effleurage est geste léger qui s'exécute sur peau propre, à mains nues (sans gants), en utilisant les doigts à plat et la paume de la main, sans dépression des éléments sous-cutanés (à différencier du massage) à l'aide du dispositif pour faciliter le glissement du geste .  
2 à 6 fois par jour en effleurage jusqu'à pénétration.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur une peau lésée. Usage externe, ne pas ingérer. Ne pas appliquer sur les yeux et les muqueuses. Tenir hors de portée des enfants. Précautions de stockage : conserver à l'abri de la lumière.

## INFORMATIONS D'UTILISATION ET DE CONSERVATION :

A stocker dans les flacons d'origine fermés, à l'abri de la chaleur et du gel.

- Durée de conservation : 48 mois
- Durée d'utilisation après ouverture : 9 mois (l'étiquette du flacon comporte un espace permettant de noter la date d'ouverture de ce dernier)

Consigne de tri : 50ml



20ml



**Statut :** \*Dispositif médical de classe I Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE