



FICHE TECHNIQUE pour PAMPERS PREEMIE PROTECTION (P3, P2, P1)

Référence : Pampers Preemie Protection taille P3, P2, P1			
Spécificités	Disponibilité	Traçabilité	Origine
Nouvelles couches avec des attaches flexibles pour P3 et P2	Mars 2024	Numéro de traçabilité sur chaque couche et packaging	P-3 et P-2 : fabriqué au Japon P-1 fabriqué aux Etats-Unis
Format du Packaging			
Taille	P-3	P-2	P-1
Packaging			
Catégorie de poids (g)	<500g	<1000g	<1800g
Description du produit et informations techniques			
<p>% Allergènes des parfums de l'UE** **Tels que réglementés par le règlement (CE) n° 1223/2009 de l'UE sur les cosmétiques.</p> <p>Testé pour les substances nocives.</p>		<p>Testé dermatologiquement</p> <div> <div> ATTACHES ^{PE} <ul style="list-style-type: none"> • Attaches repositionnables*^{ER} • Bandes de fixation sur toute la surface*^{ER} • Attaches pré-pliées • Velcro colorés faciles à trouver </div> <div> VOILE SUPÉRIEUR ^{PE} <ul style="list-style-type: none"> • Avec des ouvertures • Plus douce et avec peu de frictions </div> <div> COEUR <ul style="list-style-type: none"> • Réversible*^{ER} • Meilleure absorption^R • Meilleure flexibilité </div> <div> BANDES LATÉRALES <ul style="list-style-type: none"> • Amélioration de la couverture latérale </div> <div> MOTIFS <ul style="list-style-type: none"> • Nouveaux graphiques </div> <div> DECOUPE SPECIALE CORDON OMBILICALE^{ER} <ul style="list-style-type: none"> • Avant et Arrière </div> <div> FRONCE PROTECTRICE ELASTIQUE ^P <ul style="list-style-type: none"> • Double-couche avec une hauteur suffisante • Matière plus douce </div> </div> <div> <p>Voile supérieur, cœur absorbant, mix de cellulose et de gel super absorbant, couche de dispersion</p> <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATS • Fronces protectrices élastiques • Baume protecteur • Bandes latérales respirables • Indicateur d'urine • Découpe spéciale cordon ombilicale </div>	

Taille	P3	P2	P1
Capacité théorique (ml)	34	68	79
Longueur du Produit (mm)	185 - 195	245 - 255	272 - 282
Profondeur avant du produit (mm)	113 - 117	142 - 146	137 - 147
Poids du Produit (g)	5.6 – 6.6	8.7 – 9.7	10.2 – 11.2
Composition- % zone d'utilisation sur le poids moyen.			
Cellulose	7.9 - 32.1	6.2 – 29.4	11,5 – 32.8
Polyacrylate	11.7 – 25.1	16.8 – 34.1	16.1 – 20.6
Polyéthylène	1.4 – 16.9	0.9 – 15.0	1.6 – 16.2
Polyester	1.4 – 13.2	1.9 – 11.3	Aucun
Polypropylène	15.3 – 60.2	13.9 – 56.4	12.0 – 49.6
Elastiques	< 18.8	<16.3	< 28.0
Adhésifs	2.8 – 15.1	2.8 – 13.8	2.4 – 11.9
Attache	< 11,3	< 10.0	< 15.1
Baume protecteur	Aucun	Aucun	Oui 0.3 – 1.1
Parfum	Aucun	Aucun	Aucun
Description			
Châssis	Fabriqué avec un film de micropores de polyéthylène (voile arrière en poly) pour l'absorption de l'humidité et la respirabilité. Il est recouvert à l'extérieur par un voile doux non tissé (enveloppe extérieure). Voile interne. P1 Le châssis est composé d'une découpe spéciale cordon ombilicale à l'avant pour le protéger.		
Système d'attaches	P3, P2 – Les attaches flexibles peuvent être complètement retirées de la couche et remplacées à l'endroit souhaité. Ainsi, la couche peut être changée sans repositionner le bébé. P1 – Les attaches en velcro sont placées sur les attaches arrière de la couche et repositionnables partout sur l'aire imprimée sur le devant de la couche.		
Système anti-fuites	Double couche douce de fronces protectrices élastiques autour des cuisses de l'enfant pour éviter les fuites.		
Ingrédients	Sans latex, Polyacrylate, polypropylène, cellulose, polyester, polyéthylène, adhésives, élastiques, pigments		Sans latex, polyacrylate, polypropylène, cellulose, polyéthylène, adhésifs, élastiques, baume protecteur, pigments. Ingrédients : Pétrolatum, Alcool stéarylique, Paraffinum Liquidum, Extrait de feuille d'Aloe Barbadensis
Information sur la production	Les produits Pampers sont fabriqués selon un programme mondial d'assurance qualité qui reprend les normes ISO 9001 et, le cas échéant, les guides de bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques et/ou pharmaceutiques des États-Unis (USA), de l'Union européenne et du Japon. Les exigences de ce programme sont celles reconnues dans le monde entier telles que Baldrige aux États-Unis et EFQM en Europe.		
Information sur l'engagement social	La marque Pampers est engagée aux côtés de l'Unicef dans la lutte contre le tétanos maternel et néonatal (TMN) depuis 2006. La campagne pour cette cause est basée en France depuis 10 ans via 1 pack acheté = 1 vaccin. Depuis le début du partenariat en 2006, les fonds donnés par Pampers ont permis d'éliminer le tétanos maternel et néonatal dans 17 pays et de soutenir les activités de vaccination dans 20 autres pays.		
Engagements sécurité	Chaque nouvelle couche subit une série de tests de sécurité depuis sa conception jusqu'à sa mise en place sur le marché. La réglementation européenne REACH (1907/2006/EC) et la Directive Générale sur la Sécurité des Produits (GPSD 2001/95/EC) imposent des systèmes d'évaluation strictes en matière de sécurité des composants et des produits finis et imposent une très haute qualité de production. Les composants doivent être soigneusement sélectionnés pour assurer des produits sûrs aux consommateurs.		