

Référence : Pampers Premium Protection Taille 0 – Spécifique Hôpitaux		Disponible à partir de mars 2024	
Spécificité	Disponibilité	Traçabilité	Origine
Cette fiche technique s'applique aux couches Pampers Taille 0 à destination des hôpitaux.	Hôpitaux	Numéro de lot sur chaque paquet	Fabriquée aux Etats-Unis

## Informations Techniques

	<p><b>Système d'absorption :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Le voile interne en contact direct avec la peau permet à l'humidité et aux selles molles d'être absorbées.</li> <li>-Le matelas est constitué d'un mélange de cellulose et de gel super absorbant (SAP/pâte de cellulose) pour absorber le liquide et l'éloigner du bébé.</li> <li>-Le matelas est recouvert d'une couche de recouvrement et d'une couche de dépoussiérage en polypropylène non tissé pour contenir les matériaux absorbants.</li> </ul> <p>Le matelas est profilé pour permettre un positionnement optimal des jambes du nourrisson.</p>	<p><b>Caractéristiques :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Découpe spéciale cordon ombilical</li> <li>2. Attaches auto-grippantes</li> <li>3. Matelas absorbant / Voile interne alvéolé</li> <li>4. Indicateur d'urine</li> <li>5. Baume protecteur</li> <li>6. Côtés extensibles ultra flexibles</li> </ol>	




Testée sur les substances nocives.



% Allergènes des parfums de l'UE\*\*

\*\*Tels que réglementés par le règlement (CE) n° 1223/2009 de l'UE sur les cosmétiques.



Testée dermatologiquement


## Correspondance taille/Poids, Capacité, Dimensions, Poids

Correspondance taille poids (inscrite sur le packaging)	1-3 kg
Longueur du produit	305 – 325 mm
Largeur produit de face	226 – 246 mm
Largeur coeur	80 - 90
Longueur coeur	250 - 270
Longueur de l'indicateur d'urine	140 – 160 mm
Poids total (valeur minimale)	15 - 17g
Capacité théorique d'absorption*	149 ml

## Description

Forme	Attaches montées sur des côtés ultra-flexibles : système « Chenille-Flex »
Texture	Enveloppe extérieure ultra douce et micro-aérée
Système d'attaches	Attaches auto-grippantes repositionnables qui se chevauchent
Système anti-fuites	Barrières anti-fuites bien hautes et non tissées. Fronces protectrices élastiques autour des cuisses

Châssis



Ingrédients		
Type de matériau		Présence dans les couches
Cellulose		Pâte de cellulose, cellulose modifiée
Polyacrylate		Micro-capteurs (SAP)
Baume protecteur		Baume protecteur
Polyéthylène		Feuillet extérieur
Polypropylène		Zone d'acquisition, ailettes avant, feuillet extérieur non tissé, ailettes arrière non tissées, voile arrière non tissé, voile de surface, voile de rétention du matelas absorbant, feuillet d'absorption
Elasthane		Elastiques, partie extensible des rabats arrières
Adhésifs		Adhésifs
Type d'attaches		Attaches auto-grippantes repositionnables qui se chevauchent
Composition Baume protecteur		Promesse de sécurité Pampers
Pétrolatum (%)	57-59	Les couches Pampers sont utilisées en toute sécurité depuis des décennies, comme le prouve la surveillance post-commercialisation qui révèle une faible incidence de plaintes liées à la santé. Cette faible incidence est liée au choix de matières premières de haute qualité, à une évaluation rigoureuse de la sécurité toxicologique de tous les composants (y compris des études cliniques en cours d'utilisation et des tests cutanés), ainsi qu'à des tests analytiques visant à identifier les impuretés. En outre, tout cela est soutenu par un processus de fabrication soumis à des contrôles de qualité élevés. Tout cela permet à Pampers de mettre sur le marché des produits sûrs et de haute qualité, conformément au règlement européen REACH et à la directive sur la sécurité générale des produits.
Alcool Stéarylique (%)	39-42	
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) + Paraffinome Liquidum (huile minérale)	<1.5	

\*La capacité théorique ne permet pas de prédire les performances en cours d'utilisation. EXP-18-BS2120