

# Gel hygiène intime

Flacon 250 ml : 79695

Flacon 75 ml : 79694



99% d'origine  
naturelle

Testé sous  
contrôle  
dermatologique

Fabriqué en  
France

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION :

S'utilise comme un savon liquide. Rincer à l'eau claire. Compatible femme enceinte et allaitante. Usage quotidien et externe.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur le visage.

## INFORMATIONS D'UTILISATION ET DE CONSERVATION :

A stocker dans les flacons d'origine fermés, à l'abri de la chaleur et du gel.

- Durée de conservation : 36 mois
- Durée d'utilisation après ouverture : 6 mois (l'étiquette du flacon comporte un espace permettant de noter la date d'ouverture de ce dernier)

Consigne de tri :



250 ml



75 ml

Statut : cosmétique