

Plaque de culture 6 puits Nunclon Vita

- Traitement du polystyrène pour la culture de la plupart des cellules sans l'utilisation de coating ou d'agents nutritifs
- Recommandée pour la culture de cellules souches embryonnaires humaines, cellules souches pluripotentes humaines, cellules embryonnaires de rein humain, cellules dites "exigeantes"
- Volume de travail recommandé : 3 ml/puits
- Surface : 9,6 cm²/puits



Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
056744	Plaque de culture 6 puits Nunclon Vita	4	NC -

Plaques de culture multipuits

Plaques en polystyrène transparent traitées pour la culture cellulaire. Stérilisées aux rayons gamma.

- Surface traitée Nunclon Delta
- Avec couvercle
- 4, 6, 12, 24 ou 48 puits
- Format standard

Nbre de puits	Vol./ puits (ml)	Surface/ puits (cm ²)	Réf.	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton	Réf.	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
4	1,2	1,9	-	-	-	-	055047	4	120	NC -
6	3	9,6	055426	1	75	NC -	055615	5	85	NC -
12	2	3,5	055428	1	75	NC -	-	-	-	-
24	1	1,9	055429	1	75	NC -	055430	5	85	NC -
48	0,5	1,1	055431	1	75	NC -	056204	5	85	NC -



Plaques de culture Microwell 96 puits

Plaques en polystyrène transparent à 96 puits, à surface traitée pour la culture cellulaire. Stérilisées aux rayons gamma.

- Surface traitée Nunclon Delta
- Possibilité de code-barre (nous consulter)
- Puits à fond plat ou rond volume 0,2 ml
- Haute transparence

Fond	Surface/ puits (cm ²)	Couvercle	Réf.	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton	Réf.	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
Plat	0,33	Oui	055260	1	50	NC -	055262	10	160	NC -
Plat	0,33	Non	055432	1	50	NC -	055264	10	180	NC -
Rond	0,2	Oui	055434	1	50	NC -	055467	10	160	NC -
Rond	0,2	Non	055433	1	50	NC -	-	-	-	-



Couvercle et adhésifs stériles

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
055610	Couvercle polystyrène stérile	1	60	NC -
055049	Feuille adhésive stérile	200	800	NC -
064031	Feuille adhésive stérile	1	50	NC -

Plaques multipuits non traitées

Plaques stériles non traitées culture pour toutes les applications ne nécessitant pas d'ancrage de cellules sur le fond des plaques.

- Pour culture en suspension
- Avec couvercle
- Empreinte standard pour les plaques multipuits permettant leur utilisation dans les équipements classiques



Référence	Nombre de puits	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
055617	4	4	120	NC -
055618	6	1	75	NC -
055619	12	1	75	NC -
055620	24	1	75	NC -
055621	48	1	75	NC -

