

## Plaques de culture 96 puits noires et blanches



Pour travaux en fluorescence et luminescence. Stériles, avec couvercle. Fond plat. Microplaques noires : pour fluorescence et luminescence ; elles dispersent la lumière et réduisent le bruit de fond.

Microplaques blanches : pour fluorescence et luminescence ; elles maximisent le signal et éliminent les problèmes d'autofluorescence et de luminescence.

Noire	Blanche	Unité d'emb.	Unités/carton	€ HT/carton
055210	055211	1	50	NC -
055212	055213	10	160	NC -

## Inserts pour culture cellulaire Nunc



- Pour microplaques
- Membrane en polycarbonate
- Traités et testés pour l'ancrage des cellules
- Culture facile de la plupart des types de cellules sans coating par matrice
- Non toxiques, non pyrogènes
- Emballés dans des plaques multipuits Nunclon
- Sous sachets rescellables
- Avec languettes de préhension

## ► Exemples d'applications

- Etudes de transport :
  - pour le transport de molécules, hormones, facteurs de croissance ;
  - pour le transport de médicaments à travers l'épithélium (CaCO<sub>2</sub>) et les barrières endothéliales ;
- Etude de chimiotactisme : migration de cellules, dont les éosinophiles, neutrophiles, macrophages
- Etudes d'invasion : invasion tumorale et modèles de métastase, inhibiteurs d'invasion, effets de la matrice extracellulaire
- Etudes de co-culture : interaction cellules-cellules ; interaction cellule/ matrice ; interaction cellule/ substrat
- Ingénierie des cellules : angiogenèse, modèles tissus derme/épiderme ou épithéliaux

Livré avec microplaque	Vol. travail recommandé (ml)	Surface de culture (cm²)	Taille des pores (µm)	0,4	3	8	Unités/sachet	Unités/carton	€ HT/carton
			Densité pores (pores/cm²)	< 0,85 x 10 <sup>8</sup>	< 1,7 x 10 <sup>6</sup>	< 0,85 x 10 <sup>5</sup>			
24 puits	0,5	0,47		056408	056409	056410	12	48	NC -
12 puits	1,1	1,13		056411	056412	056413	12	48	NC -
6 puits	1,5	3,14		056414	056415	056416	6	24	NC -
6 puits	1,75	4,1		056417	056418	056419	6	24	NC -

## Plaques de transfert pour insert



- Pour la manipulation simultanée de plusieurs inserts (jusqu'à 24) ou l'utilisation individuelle des inserts
- Position verticale des inserts réglable
- Compatibles avec différents formats de plaques :
  - Multidish 12 ou 24 puits
  - OmniTray ou réservoirs jetables
  - plaques Bio-Assay
- Identification alphanumérique
- Avec couvercle



## Plaques sans insert

Référence	Désignation	Unités/carton	€ HT/carton
056739	Plaque MD24 sans insert	1	NC -
056743	Plaque MD12 sans insert	1	NC -

## Plaques avec insert

Taille des pores (µm)	0,4	3	8	Inserts/plaque	Inserts/carton	Plaques/carton	€ HT/carton
Livrée avec microplaque							
MD 24 (24 puits)	056736	056737	056738	24	96	4	NC -
MD 12 (12 puits)	056740	056741	056742	12	48	4	NC -