

Cryotubes à code-barres 1D ClearLine®



Nouveau bouchon vissant

La qualité ClearLine®

- » En polypropylène vierge de grade médical
- » Utilisables jusqu'à -196 °C
- » Exempts d'ATP
- » USP Classe VI (non cytotoxiques et non hémolytiques)
- » Stérilisés aux rayons Beta, SAL 10⁻⁶



- Nouveau bouchon vissant bi-injecté, plastique et silicone : aucun risque de fuite et de contamination - excellente prise en main pour le vissage et le dévissage du cryotube
- Partie étoilée sur le dessus du bouchon ; adaptée pour l'utilisation de boucheuses / déboucheuses
- Gradués, surface d'inscription
- Livrés avec code-barres pré-imprimé à séquences aléatoires
- Fond permettant un verrouillage dans les portoirs en polycarbonate (tubes à fond jupé uniquement)
- Autoclavables (ouverts) à la vapeur à 121 °C pendant 20 min.

Cryotubes à pas de vis externe avec bouchons



Volume (ml)	Jupe	Cryotubes avec bouchon naturel	€ HT les 50
1	Oui	390700	NC -
2	Oui	390701	NC -
2	Non	390702	NC -
3	Oui	390703	NC -
4	Oui	390704	NC -
5	Oui	390705	NC -

Cryotubes à pas de vis interne avec bouchons



Volume (ml)	Jupe	Cryotubes avec bouchon naturel	€ HT les 50
1	Oui	390706	NC -
2	Oui	390708	NC -
2	Non	390707	NC -
4	Oui	390710	NC -
4	Non	390709	NC -
5	Oui	390712	NC -
5	Non	390711	NC -



Tous les cryotubes ClearLine avec code-barres standard sur cette page sont disponibles au même prix avec des capuchons colorés. Ajoutez les suffixes suivants aux références lors de votre commande :

Couleur	Bleu clair	Blanc	Jaune	Rouge	Violet	Vert
Suffixe	BC	BL	J	R	VI	V
Exemple	390700BC	390700BL	390700J	390700R	390700VI	390700V

Attention : les cryotubes ClearLine® ne sont pas destinés à être plongés dans la phase liquide de l'azote liquide, mais à être stockés dans sa phase gazeuse. Il y a un risque d'explosion du cryotube si de l'azote liquide venait à pénétrer le tube lors de l'immersion.

Inserts de couleur pour capuchon

Bleu	Blanc	Jaune	Violet	Rouge	Vert	€ HT les 100	Assortis	€ HT les 6 x 100
390741A	390742A	390743A	390789A	390745A	390746A	NC -	390802A	NC -


Tiges de récupération

Pour récupérer les cryotubes dans leur boîte.



Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
390784	Tige récupération picker cryo pour cryo tube	100	NC -
390784A	Tige récupération picker cryo pour cryo tube	10	NC -

Portoir en polycarbonate pour 40 cryotubes



- Autoclavable
- L x l x h : 215 x 100 x 25 mm
- Fond permettant au tube un verrouillage dans le rack

Bleu	Rouge	Vert	€ HT
390494	390495	390496	NC -