

## Visseuse / dévisseuse semi-automatique 8 canaux



- Compatible avec tous les tubes Azenta format SBS
- Débouche une colonne en moins de 4 secondes ; bouche / débouche un rack de 96 tubes en moins de 90 secondes
- Tous les bouchons vissés avec la même force pour créer une étanchéité parfaite
- Fonctionne sur batterie ou secteur
- Autonomie de batterie permettant de boucher et déboucher 40 racks
- Station d'accueil pour une manipulation sans contamination
- Un seul bouton pour boucher, déboucher et éjecter
- Cartouches rapidement interchangeables pour bouchon à pas de vis interne / externe

- Inclus :**
- + visseuse/dévisseuse semi-automatique,
  - + station d'accueil,
  - + câble d'alimentation,
  - + manuel d'utilisation,
  - + cartouches pour pas de vis interne et externe format 96-SBS



**NOUVEAU**

Dutscher.com


Réf.	Désignation	€
830415	Visseuse/dévisseuse semi-automatique 8 canaux	NC -

## Applicateur de tapis Mat Capper

Applicateur de tapis pour plaques de stockage.

- Facile à utiliser avec tapis en EVA ou en silicone
- Pour plaque de stockage en polypropylène basses ou hautes (Deepwell)
- Nécessite peu de pression
- Réduit les TMS
- Plaque navette universelle

Réf.	Désignation	€
058095	Applicateur de tapis de bouchons Mat Capper	NC -



## Tubes de transfert standard 0,65 ml et 1,2 ml sur rack ABgene®

thermo scientific

- En polypropylène vierge (aucun relargage)
- Volume : 0,65 ml et 1,2 ml
- Tous les racks sont disponibles avec code-barres
- Tout spécialement adaptés aux travaux en screening et aux applications robotisées
- Compatibles avec les pipettes multicanaux
- Présentés chargés sur portoir de 96 puits avec index alphanumérique
- Résistants jusqu'à -180 °C

Les tubes sont fournis soit :


- + non bouchés ;
- + avec bouchon à septum Multisip™ (pour une utilisation robotique).

### Tubes de transfert standard


Réf.	Volume	Présentation	Bouchon	Unités/ carton	€/ carton
016892	0,65 ml	Rack	Non	10 x 96	NC -
016414	1,2 ml	Rack	Non	10 x 96	NC -

### Bouchons

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
016129	Barrette de 8 bouchons	120 x 8	NC -
016560	Bouchons individuels	960	NC -
016544	Plateau 96 bouchons septum	10 x 96	NC -
017225	Tapis de bouchons SmartCap	10 x 96	NC -



1,2 ml Rack



0,65 ml Rack



## Visseuse et dévisseuse EZDecap

Solution innovante conçue pour automatiser la manipulation de bouchons de tubes d'échantillon.

- Compatibles avec différents types de tubes allant du cryotube au tube à centrifuger 50 ml (Ø 11 - 40 mm), sans changer de pince
- Design compact
- Dimensions l x p x h (mm) : 240 x 170 x 290

### Différents modes de fonctionnement :

- + Maintien du bouchon
- + Libération du bouchon
- + Vissage
- + Dévissage

Vissage et dévissage par simple pression,  
en 3 secondes

Réf.	Désignation	€
255281	Visseuse / Dévisseuse EZDecap	NC -

