

## Cryotubes à code barre 1D ClearLine®



Nouveau bouchon vissant

## La qualité ClearLine®

- » En polypropylène vierge de grade médical
- » Utilisables jusqu'à - 196 °C
- » Exempts d'ATP
- » USP Classe VI (non cytotoxiques et non hémolytiques)
- » Stérilisés aux rayons Beta, SAL 10<sup>-6</sup>



- Nouveau bouchon vissant, plastique et silicone : aucun risque de fuite et de contamination - excellente prise en main pour le vissage et le dévissage du cryo tube
- Partie étoilée sur le dessus du bouchon ; adaptée pour l'utilisation de boucheuses / déboucheuses
- Gradués, surface d'inscription
- Livrés avec code barre pré-imprimé à séquences aléatoires
- Fond permettant un verrouillage dans les portoirs en polycarbonate (tubes à fond jupé uniquement)
- Autoclavables (ouverts) à la vapeur à 121 °C pendant 20 min.

## Cryotubes à pas de vis externe avec bouchons



390700 390701 390702 390703 390704 390705

| Volume (ml) | Jupe | Cryotubes avec bouchon naturel | € HT les 50 |
|-------------|------|--------------------------------|-------------|
| 1           | Oui  | 390700                         | NC -        |
| 2           | Oui  | 390701                         | NC -        |
| 2           | Non  | 390702                         | NC -        |
| 3           | Oui  | 390703                         | NC -        |
| 4           | Oui  | 390704                         | NC -        |
| 5           | Oui  | 390705                         | NC -        |

**Attention :** les cryotubes ClearLine® ne sont pas destinés à être plongés dans la phase liquide de l'azote liquide, mais à être stockés dans sa phase gazeuse. Il y a un risque d'explosion du cryotube si de l'azote liquide venait à pénétrer le tube lors de l'immersion.



Tous les cryotubes ClearLine avec code barre standard sur cette page sont disponibles au même prix avec des capuchons colorés. Ajoutez les suffixes suivants aux références lors de votre commande :

## Cryotubes à pas de vis interne avec bouchons



390706 390707 390708 390709 390710 390711 390712

| Volume (ml) | Jupe | Cryotubes avec bouchon naturel | € HT les 50 |
|-------------|------|--------------------------------|-------------|
| 1           | Oui  | 390706                         | NC -        |
| 2           | Oui  | 390708                         | NC -        |
| 2           | Non  | 390707                         | NC -        |
| 4           | Oui  | 390710                         | NC -        |
| 4           | Non  | 390709                         | NC -        |
| 5           | Oui  | 390712                         | NC -        |
| 5           | Non  | 390711                         | NC -        |

| Couleur | Bleu clair | Blanc    | Jaune   | Rouge   | Violet   | Vert    |
|---------|------------|----------|---------|---------|----------|---------|
| Suffixe | BC         | BL       | J       | R       | VI       | V       |
| Exemple | 390700BC   | 390700BL | 390700J | 390700R | 390700VI | 390700V |

## Inserts de couleur pour capuchon

| Bleu    | Blanc   | Jaune   | Violet  | Rouge   | Vert    | € HT les 100 | Assortis | € HT les 6 x 100 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------|------------------|
| 390741A | 390742A | 390743A | 390789A | 390745A | 390746A | NC -         | 390802A  | NC -             |


## Tiges de récupération

| Réf.     | Désignation      | Unités/carton | € HT/carton |
|----------|------------------|---------------|-------------|
| 390784   | Tige picker cryo | 100           | NC -        |
| 390784AA | Tige picker cryo | 1             | NC -        |
| 390784A  | Tige picker cryo | 10            | NC -        |



## Portoir en polycarbonate pour 40 cryotubes

- Autoclavable
- L x l x h : 215 x 100 x 25 mm
- Fond permettant au tube un verrouillage dans le rack



| Bleu   | Rouge  | Vert   | € HT |
|--------|--------|--------|------|
| 390494 | 390495 | 390496 | NC - |

## Starter Kit Cryogénie - ClearLine®



- Pack composé de :
  - 50 cryotubes 2 ml à capuchon à vis interne
  - 50 cryotubes 2 ml à capuchon à vis externe
  - 1 tige de récupération pour cryotubes
  - 1 boîte blanche en carton avec surface de marquage pour 81 cryotubes
  - Pack rainbow 24 rubans adhésifs 12 m x 13 mm panachés

| Référence | Désignation                           | € HT |
|-----------|---------------------------------------|------|
| 999841    | Kit de démarrage ClearLine® Cryogénie | NC - |