

Blocs de réfrigération 0 °C pour plaques PCR et microtubes PCR

Bloc à 96 puits en aluminium pour le maintien des échantillons à 0 °C.

- Température uniforme jusqu'à une heure après sortie du congélateur
- Accepte microplaques, microtubes individuels en barrette

MULTI



Référence	Désignation	€ HT
013280	Bloc réfrigérant standard 122 x 89 mm	NC -

Rack réfrigérant pour 50 microtubes

Rack avec réservoir réfrigérant pour glace ou eau, pour 50 microtubes ou tubes de diamètre inférieur ou égal à 12 mm.

- En polypropylène, autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
- Dimensions : 254 x 133 x 73 mm



Référence	Désignation	€ HT
085958	Rack pour 50 microtubes	NC -
085959	Couvercle pour rack	NC -

Racks bateau réfrigérables

Rack en deux parties :

- partie basse pour contenir de l'eau froide ou de la glace ;
- partie haute faisant office de portoir.

En polystyrène moulé. Coloris blanc.



Référence	Désignation	€ HT
037607	Rack pour 15 tubes de 15 ml ou 50 ml	NC -

Container de congélation Mr Frosty

Le petit container de congélation de vos cellules qui les refroidit en douceur !

- Congèle les cellules à la vitesse idéale de - 1 °C par minute et leur assure une cryoconservation correcte et une bonne viabilité lors de la décongélation
- Container en polycarbonate, bouchon en HDPE bleu
- Support de tubes en polyéthylène haute densité blanc
- Insert interne en mousse
- A utiliser avec de l'alcool isopropylique

Pour tubes	1 / 1,2 / 2 ml	3,6 / 4 ml	4,5 / 5 ml
Diamètre couvercle (mm)	120	120	120
Diamètre x h (mm)	117 x 86	117 x 151	117 x 151
Capacité tubes	18	12	12
Vol. alcool isopropylique	250 ml	500 ml	500 ml
Référence	028550	030006	030007
€ HT	NC -	NC -	NC -



Saisissez la référence sur
DUTSCHER.COM
pour voir la vidéo produit

Boîtiers réfrigérants Chillette 12

- Système sans glace pour le transport des échantillons
- Etanches
- Bouchon vissant contenant du liquide réfrigérant
- Pour le transport de 12 tubes 1,5 / 2 ml ou 0,5 ml avec adaptateurs
- Ø x h : 105 x 118 mm



Réf.	Désignation	Maintien de la température	€ HT
263268	Chillette 12 °C	0 °C pendant 8 heures	NC -
263269	Chillette 12 - 15 °C	Entre - 5 °C et - 20 °C pendant 6 heures	NC -
263270	Adaptateurs pour tubes 0,5 ml (les 6)	-	NC -

Container de congélation Cryo Cooler

- Boîte de congélation progressive pour 18 cryotubes 1 ou 2 ml
- A remplir avec de l'alcool isopropylique
- Assure une congélation progressive de 1 °C par minute
- Ø x h : 117 x 86 mm
- Couvercle vissant



Référence	Désignation	€ HT
913081	Container de congélation Cryo Cooler	NC -