


Système isotherme sans glace CoolBox



VIDEO



Saisissez la référence sur
DUTSCHER.COM
pour voir la vidéo produit

Boîtes à cartouches pour le maintien à température de réfrigération ou congélation.

- Fonctionnement sans glace ni électricité, avec cartouche accumulatrice de froid rechargeable au congélateur
- Peut être utilisé avec de la glace carbonique
- Compatible avec les portoirs de réfrigération CoolRack

WEB



Saisissez la référence sur **dutscher.com**
pour retrouver le guide de compatibilité

CoolBox 30 et MP

- Livré complet avec base, couvercle et cartouche pour réfrigération
- CoolBox 30 adapté à tous les CoolRack acceptant 30 tubes
- CoolBox MP adapté aux CoolRack à format SBS

Modèle	Dim. ext./int. (l x p x h) (mm)	Violet	Vert	Orange	Rose	€ HT
CoolBox 30	165 x 153 x 127 / 120 x 104 x 79	830000	830001	830002	-	NC -
CoolBox MP	203 x 153 x 152 / 133 x 88 x 73	830003	830004	830005	830104	NC -

Packs CoolBox complet + CoolRack

Boîte incluse	Portoir inclus	Référence	€ HT
CoolBox 30	CoolRack M30	830006	NC -
	CoolRack CFT30	830014	NC -
CoolBox MP	CoolRack PCR 96	830009	NC -

CoolBox XT et 2XT

- A compléter avec un col de réhausse pour utilisation avec les tubes hauts
- Le CoolBox 2XT utilise 2 cartouches XT et accepte jusqu'à 2 CoolRacks

Modèle	Dim. ext./int. (l x p x h) (mm)	Violet	Vert	Orange	Rose	€ HT
CoolBox XT	200 x 160 x 150 / 140 x 94 x 99	830144	830133	830145	830139	NC -
CoolBox 2XT	265 x 200 x 150 / 210 x 143 x 134	830146	830137	830147	830138	NC -

Packs CoolBox XT et 2XT complet + CoolRack

- Avec CoolBox XT et 2XT de couleur verte uniquement

Boîte incluse	Portoir inclus	Référence	€ HT
CoolBox XT	XT M24	830157	NC -
	CoolRack XT PCR 96	830154	NC -
	CoolRack XT M24	830155	NC -
CoolBox 2XT	CoolRacks XT M24 et PCR 96	830158	NC -

Col réhaussé pour CoolBox XT et 2 XT

Pour utilisation des CoolBox XT et 2XT avec les tubes hauts.

Coloris	Pour CoolBox XT	Pour CoolBox 2XT
Violet	830163	830167
Vert	830164	830168
Orange	830165	830169
Rose	830166	830170
€ HT	NC -	NC -

Cartouches isothermes XT

Modèle	XT cooling core	XT freezing core
Température de maitien	0,5 à 4 °C	- 20 à 0 °C
Autonomie (avec/sans couvercle)	16h / 10h	8h / 5h
Référence	830148	830134
€ HT	NC -	NC -

