

## Unités de filtration Steritop pour flacons



Pour filtrer dans des flacons des volumes de 150 ml à 1 l.

- Pour tous flacons de col 33 ou 45 mm
- Stériles, emballage individuel
- Support : polystyrène
- Surface de filtration : 40 cm<sup>2</sup>
- Température d'utilisation : 45 °C maximum
- Membrane Express Plus 0,22 µm PES

Le flacon de stockage est à commander séparément.

## Préfiltre pour solution difficile

Référence	Désignation	Unité d'emb.	€ HT
051259	Préfiltre pour solution difficile	100 membranes	NC -

Volume entonnoir (ml)	Taille des pores (µm)	Unités/ carton	Steritop 33 mm		Steritop 45 mm		Flacons vides stériles en PS col 45 mm sans filtre
			ø col (mm)	33	45	-	
150	0,2	12	Référence € HT/carton	051261 NC -	051266B NC -	-	
250	0,2	12	Référence € HT/carton	051262 NC -	051267B NC -	-	
500	0,2	12	Référence € HT/carton	051263 NC -	051268B/051806*	051273 NC -	
1000	0,2	12	Référence € HT/carton	-	051269B NC -	051274 NC -	

\* Membrane Durapore PVDF 0,22 µm

## Unités de filtration sous pression Sterivex



Pour la filtration stérilisante ou la clarification de solutions aqueuses, pour des volumes allant jusqu'à 2 l.

- Surface de filtration : 10 cm<sup>2</sup>
- Volume mort < 200 µl après purge
- Pression : 3 bars maximum
- Matériau unité : Eastar
- Stérilisation rayons gamma
- Fonctionnent sous pression avec une seringue, une pompe péristaltique ou un récipient sous pression

	Membrane	Express (PES) GP	Durapore (PVDF) GV	Durapore (PVDF) HV
Connexion	Taille des pores (µm)	0,22	0,22	0,45
Avec embout LL femelle et cloche de remplissage	Référence Unité d'emb. € HT les 10	051188 10 NC -	051191 10 NC -	051194 10 NC -
Avec embout LL mâle	Référence Unité d'emb. € HT les 15	051189 15 NC -	051192 15 NC -	051195 15 NC -
Avec embout cranté mâle	Référence Unité d'emb. € HT les 15	051208 15 NC -	051206 15 NC -	051215 15 NC -

## Filtre universel pour flacons Stericap PLUS



Pour la stérilisation ultrarapide de 5 à 10 litres par filtration sous vide.

- Débit et rendement élevé, faible adsorption protéique
- Stérile, emballage individuel
- S'adapte sur la plupart des flacons ayant un col d'un diamètre interne compris entre 20 et 67 mm
- Membrane millipore Express Plus en PES, 0,22 µm
- Surface de filtration : 40 cm<sup>2</sup>
- Livré avec tuyau lesté pour plonger dans la solution à filtrer

Référence	Désignation	€ HT les 10
051592	Unité de filtration Stericap Plus 0,22 µm	NC -

## Unités de filtration Steripak



Pour la stérilisation de 10 à 20 litres.

- Filtres capsule fournis stériles, prêts à l'emploi
- Composés d'un empilement de membranes Express Plus en PES de 0,22 µm à faible adsorption protéique
- A raccorder à une pompe péristaltique pour filtrer rapidement jusqu'à 20 litres de solutions de milieux de culture

Référence	Désignation	Surface filtration	Unité d'emb.	€ HT
051456	Unité de filtration Steripak 10	100 cm <sup>2</sup>	3	NC -
051460	Unité de filtration Steripak 20	200 cm <sup>2</sup>	3	NC -