

Lave-oeil et stations murales de solution saline ou pH Neutral

- **Solution saline de chlorure de sodium stérile à 0,9 %**
- Pour le rinçage et l'évacuation des corps étrangers, poussières, éclats, solvants, huiles
- Rincer jusqu'à l'évacuation des corps étrangers

Temps de rinçage estimé (min.)					
Volume flacon	Œillère simple	Œillère DUO			
200 ml	2	-			
500 ml	5	2			
1000 ml	10	5			

Flacons seuls

Œillère	Volume flacon (ml)	Réf. solution saline	€ HT	Réf. pH Neutral	€ HT
Simple	200	060030B	NC -	941012B	NC -
Simple	500	030025B	NC -	-	-
Simple	1000	060725	NC -	060728	NC -
DUO	500	060724	NC -	060727	NC -
DUO	1000	060726	NC -	-	-

Stations et coffrets muraux

- Avec solution saline et/ou solution neutralisante pH Neutral
- Les coffrets en polystyrène sont étanches à la poussière et résistants aux chocs ; ils peuvent être accrochés aux murs

Réf.	Désignation	Solution saline	pH Neutral	€ HT
060729	Station murale (support & pictogramme)	1 x 500 ml	-	NC -
060028	Station murale (support & pictogramme)	2 x 500 ml	-	NC -
060730	Station murale pH Neutral	-	1 x 1000 ml	NC -
060731	Station murale Maxi	2 x 1000 ml	-	NC -
060740	Station murale DUO	1 x 1000 ml DUO	-	NC -
941008	Station Combi Pum	1 x 500 ml	1 x 200 ml	NC -
060741	Station Combi Plum DUO	1 x 1000 ml DUO	1 x 500 DUO	NC -
060732	Coffret mural	2 x 500 ml	-	NC -
060733	Coffret DUO	2 x 1000 ml DUO	-	NC -
060734	Coffret Combi Plum	1 x 500 ml	1 x 200 ml	NC -
060735	Coffret Combi Plum DUO	1 x 500 ml DUO	1 x 500 ml DUO	NC -
060736	Coffret Combi Plum DUO Maxi	1 x 1000 ml DUO	1 x 500 ml DUO	NC -
060744	Coffret PS vide pour flacons 200 ml à 500 ml	-	-	NC -

Ampoules Quick Rinse

- Avec solution saline et/ou solution neutralisante pH Neutral
- Les coffrets en polystyrène sont étanches à la poussière et résistants aux chocs ; ils peuvent être accrochés aux murs

Référence	Désignation	Contenu	€ HT
060737	Distributeur mural Quick Rinse	10 ampoules	NC -
060738	Recharge Quick Rinse pour distributeurs	4 étuis x 5 ampoules	NC -
060739	Etuis Quick Rinse Mini	5 étuis x 4 ampoules	NC -

Stations lave-oeil

Deux modèles : mobile ou murale.

- Livrées avec 2 bouteilles d'un litre d'eau saline stérilisée
- Avec mécanisme régulateur de flux
- Les bouteilles de recharge sont livrées stériles
- Durée de vie de trois ans
- Conformes aux normes médicales européennes 93/42/CEE



Référence	Désignation	€ HT
039054	Station lave-oeil murale	NC -
039053	Station lave-oeil mobile	NC -
039055	Bouteille de recharge	NC -

- **pH Neutral : solution neutralisante tampon phosphate 4,9 %**
- Pour le rinçage et la neutralisation des projections chimiques acides ou basiques
- Rincer avec la solution pH Neutral pendant 2 minutes environ, puis rincer avec la solution saline

Flacons avec œillère simple :

- Pour le rinçage d'un œil à la fois

Flacons DUO :

- Pour le rinçage simultané des deux yeux



Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
060742	Sacoche-ceinture pour flacon 200 ml (livrée vide)	NC -
060029	Sacoche-ceinture avec flacon de solution saline 200 ml	NC -

Flacon rince-œil portable

- De capacité 200 ml
- Portatif
- Contient de l'eau saline stérilisée
- Durée de vie de trois ans
- Conforme aux normes médicales européennes 93/42/CEE
- Dim. : 175 x 80 x 30 mm (emballé : 180 x 85 x 35 mm)

Réf.	Désignation	€ HT
039056	Flacon rince-œil portable	NC -

