

Stéránios 2 % et Opaster'Anios - Désinfection totale à froid des instruments



- **Mode d'emploi**
- Prêt à l'emploi : ne pas diluer
 - Nettoyer et rincer très soigneusement tout instrument avant le trempage
 - Temps de trempage selon le spectre d'efficacité recherché :
 - bactéricide, fongicide, virucide : 20 minutes
 - sporicide : 1 heure

Désinfectant à froid des instruments.

► Stéránios 2 %

- **Simple** : pas d'activateur de pH neutre
- **Efficace** : bactéricide, fongicide et virucide en 20 minutes, sporicide en 1 heure

► Opaster'Anios

- Désinfectant de haut niveau pour dispositif médicaux thermosensibles
- Activité bactéricide, virucide, fongicide, et mycobactéricide en 5 min.
- Effet anti-corrosif vi-à-vis des métaux stérile ou filtrée 0,2 µm
- Large compatibilité avec tout type de matériaux
- Actif sur Clostridium Difficile 0127

Stéránios 2 %

Référence	Désignation	€ HT
059604	Stéránios 2 %, bidon de 5 litres	NC -
059605	Stéránios 2 %, 4 bidons de 5 litres	NC -

Opaster'Anios

Référence	Désignation	€ HT
059917A	Opaster'Anios, bidon de 5 litres	NC -
059917	Opaster'Anios, 4 bidons de 5 litres	NC -
059987	Bandelettes de contrôle - tube de 50	NC -

Bacs de trempage ANIOS



Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection de l'instrumentation.

- Autoclavables à 134 °C pendant 18 minutes
- Deux modèles : 2 et 5 litres
- A utiliser avec SterAnios et Aniosyme DD1
- Version 2 litres avec ou sans fente sur le couvercle

Référence	Modèle	Dim. int. (mm)	Dim. ext. (mm)	€ HT
059815	2 l.	230 x 170 x 90	295 x 200 x 130	NC -
059817	2 l. avec fente	230 x 170 x 90	295 x 200 x 130	NC -
059816	5 l.	365 x 255 x 125	430 x 290 x 125	NC -

WEB



Retrouvez tous nos bacs de trempage sur www.dutscher.com

Bac de trempage autoclavable



- Pour la pré-désinfection et la désinfection
- Bac en polypropylène autoclavable à 134 °C pendant 18 min
- Equipé d'une poissonnière et d'un couvercle

Référence	Désignation	Dimensions L x l x h (mm)	Volume (l)	€ HT
972534	Bac	257 x 180 x 128	3	NC -
972536	Bac + plateau	890 x 200 x 145	12	NC -

Bac de trempage non autoclavable



- Pour la pré-désinfection et la désinfection
- Equipé d'une poissonnière et de poignées creuses
- Couvercle transparent anti-projection facilitant l'introduction d'objets sans ouverture du couvercle

Référence	Désignation	Dimensions L x l x h (mm)	Volume (l)	€ HT
972538	Bac	550 x 200 x 120	5	NC -
972539	Bac sans robinet	390 x 290 x 170	10	NC -
972540	Bac avec robinet	615 x 400 x 220	30	NC -