

Lave-oeil et stations murales de solution saline ou pH Neutral Plum



Flacon DUO

Flacons seuls

Œillère	Volume flacon (ml)	Réf. solution saline	€	Réf. pH Neutral	€
Simple	200	060030B	NC -	941012B	NC -
Simple	500	030025B	NC -	-	-
Simple	1000	060725	NC -	-	-
DUO	500	060724	NC -	060727	NC -
DUO	1000	060726	NC -	-	-

Stations et coffrets muraux

- Avec solution saline et/ou solution neutralisante pH Neutral
- Les coffrets en polystyrène sont étanches à la poussière et résistants aux chocs ; ils peuvent être accrochés aux murs

Réf.	Désignation	Solution saline	pH Neutral	€
060729	Station murale (support & pictogramme)	1 x 500 ml	-	NC -
060028	Station murale (support & pictogramme)	2 x 500 ml	-	NC -
060731	Station murale Maxi	2 x 1000 ml	-	NC -
060740	Station murale DUO	1 x 1000 ml DUO	-	NC -
941008	Station Combi Plum	1 x 500 ml	1 x 200 ml	NC -
060741	Station Combi Plum DUO	1 x 1000 ml DUO	1 x 500 ml DUO	NC -
060732	Coffret mural	2 x 500 ml	-	NC -
060733	Coffret DUO	2 x 1000 ml DUO	-	NC -
060735	Coffret Combi Plum DUO	1 x 500 ml DUO	1 x 500 ml DUO	NC -
060736	Coffret Combi Plum DUO Maxi	1 x 1000 ml DUO	1 x 500 ml DUO	NC -
060744	Coffret PS vide pour flacons 200 ml à 500 ml	-	-	NC -

pH Neutral : solution neutralisante tampon phosphate 4,9 %

- Pour le rinçage et la neutralisation des projections chimiques acides ou basiques
- Rincer avec la solution pH Neutral pendant 2 minutes environ, puis rincer avec la solution saline
- Flacons avec œillère simple : pour le rinçage d'un œil à la fois
- Flacons DUO : pour le rinçage simultané des deux yeux

Solution saline de chlorure de sodium stérile à 0,9 %

- Pour le rinçage et l'évacuation des corps étrangers, poussières, éclats, solvants, huiles
- Rincer jusqu'à l'évacuation des corps étrangers

Temps de rinçage estimé (min.)

Volume flacon	Œillère simple	Œillère DUO
200 ml	2	-
500 ml	5	2
1000 ml	10	5



Station murale Combi Plum DUO

coffret mural

Coffrets muraux avec capot transparent - livrés vides - PLUM



- Matériau solide et durable
- Protection contre la poussière et des projections
- Visualisation rapide du contenu et des dates d'expiration
- Livré avec support mural, plan de lavage oculaire et kit de fixation murale
- Décrochage rapide du support
- Ouverture et accès au contenu faciles
- Livré vide, à garnir au choix

Réf.	Désignation	€ le coffret
060749	Coffret iBox pour 1 flacon	NC -
060750	Coffret iBox pour 2 flacons	NC -
060751	Coffret iBox pour 3 flacons et un spray	NC -

Ampoules Quick Rinse

- Avec solution saline et/ou solution neutralisante pH Neutral
- Les coffrets en polystyrène sont étanches à la poussière et résistants aux chocs ; ils peuvent être accrochés aux murs

Réf.	Désignation	Contenu	€
060737	Distributeur mural Quick Rinse	10 ampoules	NC -
060738	Recharge Quick Rinse pour distributeurs	4 étuis x 5 ampoules	NC -
060739	Etuis Quick Rinse Mini	5 étuis x 4 ampoules	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
060029	Sacoche-ceinture avec flacon de solution saline 200 ml	NC -

Couvertures anti-feu



Réf.	Désignation	€
060151	Couverture anti-feu, dimensions : 1200 x 1200 mm	NC -
060152	Couverture anti-feu, dimensions : 1800 x 1200 mm	NC -