

## Désinfectant par voie aérienne Aerosept Ultra 150

- Pour la désinfection des surfaces préalablement nettoyées : maîtrise de la contamination biologique
- Nouvelle technologie sans compresseur d'air ; atomiseur ultrasonique sans chauffage du produit désinfectant
- Traitement de pièces jusqu'à 150 m<sup>3</sup>
- Fonctionnement manuel ou connecté
- Pratique, ergonomique et portable
- Procédé conforme NF T 72-281 :
  - bactéricide et levuricide en 30 minutes
  - mycobactéricide en 45 minutes
  - fongicide et sporicide en 60 minutes

Réf.	Désignation	€
<b>059986</b>	Aerosept Ultra 150	NC -

### Accessoire

Réf.	Désignation	€
<b>059790A</b>	Aseptanios AD Bidon de 2 litres	NC -

## Aseptanios AD - prêt à l'emploi



Solution stabilisée d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène.

- Sans métaux lourds, sans aldéhyde
- Ne laisse pas de résidus
- Bactéricide (*Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Acinobacter baumannii*)
- Levuricide (*Candida albicans*)
- Sporicide (*Bacillus subtilis*, *Clostridium sporogène*)
- Fongicide (*Aspergillus niger*)



Réf.	Désignation	€
<b>059874</b>	Aseptanios AD - bidon de 5 litres	NC -
<b>059790</b>	Aseptanios AD - Bidon 2 l (lot de 4 bidons de 2 l)	NC -
<b>059790A</b>	Aseptanios AD - Bidon 2 l	NC -

## Désinfectant par voie aérienne Aseptanios - Aerosept 500 optima



### Générateurs Aerosept

Générateurs d'aérosols autonomes, mobiles et entièrement automatiques destinés à la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux préalablement nettoyés. Utilisation avec Aseptanios AD.



- Procédé automatisé
- Démarrage différé
- Efficacité anti-microbienne prouvée conformément à la norme NF T 72-281 version 2014
- Procédé actif dès 30 minutes
- Récupération rapide des locaux en moins d'une heure
- Traçabilité informatique
- Traitement de salle jusqu'à 300 m<sup>3</sup>
- Débit constant assuré par pompe péristaltique
- Identification de la salle et de l'intervenant par lecteur code-barres

Capacité de réserve	1 bidon de 5 l
Débit nominal (l/h)	1
Poids à vide (kg)	32
Dim. (h x l x p) (mm)	900 x 350 x 400
Alimentation	240/110V - 50/60 Hz - 5A
Réf.	<b>059882</b>
€	NC -



Aérosol percutable désinfectant parfumé CLIMAGERM FOG

- Désinfectant virucide prêt à l'emploi pour les surfaces
- Volume préconisé : 36 m<sup>2</sup>
- Parfum menthe
- Efficacité : Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide
- TP2

Réf.	Conditionnement	Unités/ carton	€/carton
838806	Aérosol 150 ml	12	NC -



838806

