

Matelas à dépression pour incubateur

Transport - Transfert



Caractéristiques :

- 100% polyuréthane bleu
- 3 sangles jaunes en désinfectables & imperméables pour le maintien du nourrisson
- 4 sangles rouges en polyuréthane (désinfectables & imperméables) pour fixer le MID dans incubateur
- 4 sangles jaunes désinfectables & imperméables pour fixer le matelas directement sur le module de l'ambulance pédiatrique
- 2 valves automatiques (en ABS extrêmement robuste) pour une autonomie dans le choix de mettre en dépression totalement ou partiellement le matelas et la partie supérieure
- Compatible aux rayons X, CT et IRM
- Marquage client intégré dans la matière et possibilité d'inclure un code barre
- Utilisable de - 30° à + 70°
- Conforme aux normes EN 1865
- Certification CE



Dimensions utiles:

Longueur: 700 mm

Largeur: 400 mm

Poids: 1 kg

Réf: IM01.06.516



CORBEN

90 Rue Dicquemare

76600 Le Havre

Tel +33 235 300 185

Fax +33 235 300 186

corben@orben.fr

www.corben.fr