

## Flacons de culture cellulaire standard Falcon®

| Réf.                                     | Type de col | Type de bouchon | Traitement         | Unités/<br>sachet | Unités/<br>carton | €/carton |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Surface 12,5 cm <sup>2</sup>             |             |                 |                    |                   |                   |          |
| <a href="#">353018</a>                   | Incliné     | Standard        | TC                 | 10                | 100               | NC -     |
| <a href="#">353107</a>                   | Incliné     | Filtrant        | TC                 | 10                | 100               | NC -     |
| Surface 25 cm <sup>2</sup>               |             |                 |                    |                   |                   |          |
| <a href="#">353014</a>                   | Incliné     | Standard        | TC                 | 20                | 200               | NC -     |
| <a href="#">353108</a>                   | Incliné     | Filtrant        | TC                 | 20                | 100               | NC -     |
| <a href="#">353813</a>                   | Incliné     | Standard        | Primaria®          | 20                | 200               | NC -     |
| <a href="#">353808</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Primaria®          | 10                | 100               | NC -     |
| <a href="#">354484</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Collagène I        | 10                | 10                | NC -     |
| <a href="#">356484</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Collagène I        | 10                | 50                | NC -     |
| <a href="#">354536</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Poly-D-Lysine      | 10                | 10                | NC -     |
| <a href="#">356536</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Poly-D-Lysine      | 10                | 50                | NC -     |
| Surface 25 cm <sup>2</sup> - easy access |             |                 |                    |                   |                   |          |
| <a href="#">353082</a>                   | Incliné     | Standard        | TC                 | 20                | 200               | NC -     |
| <a href="#">353109</a>                   | Incliné     | Filtrant        | TC                 | 20                | 100               | NC -     |
| Surface 75 cm <sup>2</sup>               |             |                 |                    |                   |                   |          |
| <a href="#">353024</a>                   | Droit       | Standard        | TC                 | 5                 | 100               | NC -     |
| <a href="#">353110</a>                   | Droit       | Filtrant        | TC                 | 5                 | 100               | NC -     |
| <a href="#">353824</a>                   | Droit       | Standard        | Primaria®          | 5                 | 100               | NC -     |
| <a href="#">353810</a>                   | Droit       | Filtrant        | Primaria®          | 5                 | 100               | NC -     |
| <a href="#">354726</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Purecoat™ Amine    | 5                 | 5                 | NC -     |
| <a href="#">354778</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Purecoat™ Carboxyl | 5                 | 5                 | NC -     |
| <a href="#">356242</a>                   | Incliné     | Filtrant        | ECM Mimetic        | 1                 | 10                | NC -     |
| <a href="#">354485</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Collagène I        | 5                 | 5                 | NC -     |
| <a href="#">356485</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Collagène I        | 5                 | 50                | NC -     |
| <a href="#">354523</a>                   | Incliné     | Standard        | Collagène IV       | 5                 | 10                | NC -     |
| <a href="#">354521</a>                   | Incliné     | Standard        | Fibronectine       | 5                 | 10                | NC -     |
| <a href="#">356488</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Gélatine           | 5                 | 50                | NC -     |
| <a href="#">354537</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Poly-D-Lysine      | 10                | 10                | NC -     |
| <a href="#">356537</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Poly-D-Lysine      | 10                | 50                | NC -     |

| Réf.                                     | Type de col | Type de bouchon | Traitement         | Unités/<br>sachet | Unités/<br>carton | €/carton |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Surface 75 cm <sup>2</sup> - easy access |             |                 |                    |                   |                   |          |
| <a href="#">353135</a>                   | Incliné     | Standard        | TC                 | 5                 | 60                | NC -     |
| <a href="#">353136</a>                   | Incliné     | Filtrant        | TC                 | 5                 | 60                | NC -     |
| Surface 150 cm <sup>2</sup>              |             |                 |                    |                   |                   |          |
| <a href="#">355000</a>                   | Incliné     | Standard        | TC                 | 5                 | 40                | NC -     |
| <a href="#">355001</a>                   | Incliné     | Filtrant        | TC                 | 5                 | 40                | NC -     |
| <a href="#">354486</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Collagène I        | 5                 | 5                 | NC -     |
| <a href="#">356486</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Collagène I        | 5                 | 40                | NC -     |
| <a href="#">354538</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Poly-D-Lysine      | 5                 | 5                 | NC -     |
| <a href="#">356538</a>                   | Incliné     | Filtrant        | Poly-D-Lysine      | 5                 | 40                | NC -     |
| Surface 175 cm <sup>2</sup>              |             |                 |                    |                   |                   |          |
| <a href="#">353028</a>                   | Droit       | Standard        | TC                 | 5                 | 40                | NC -     |
| <a href="#">353112</a>                   | Droit       | Filtrant        | TC                 | 5                 | 40                | NC -     |
| <a href="#">354728</a>                   | Droit       | Filtrant        | Purecoat™ Amine    | 5                 | 5                 | NC -     |
| <a href="#">354780</a>                   | Droit       | Filtrant        | Purecoat™ Carboxyl | 5                 | 5                 | NC -     |
| <a href="#">356243</a>                   | Droit       | Filtrant        | ECM Mimetic        | 1                 | 10                | NC -     |
| <a href="#">354487</a>                   | Droit       | Filtrant        | Collagène I        | 5                 | 5                 | NC -     |
| <a href="#">354539</a>                   | Droit       | Filtrant        | Poly-D-Lysine      | 5                 | 5                 | NC -     |
| <a href="#">356539</a>                   | Droit       | Filtrant        | Poly-D-Lysine      | 5                 | 40                | NC -     |
| Surface 225 cm <sup>2</sup>              |             |                 |                    |                   |                   |          |
| <a href="#">353139</a>                   | Incliné     | Standard        | TC                 | 5                 | 30                | NC -     |
| <a href="#">353138</a>                   | Incliné     | Filtrant        | TC                 | 5                 | 30                | NC -     |



## Flacons de culture cellulaire multi-étages Falcon®

- Traités culture cellulaire
- Disponibles en :
  - 3 étages - surface de pousse 525 cm<sup>2</sup>
  - 5 étages - surface de pousse 875 cm<sup>2</sup>
- Maximum 50 ml de milieu par étage
- Distribution homogène du milieu de culture et des cellules sur les différents étages pour une croissance cellulaire homogène
- Numéro de lot imprimé sur chaque flacon afin de garantir la traçabilité
- Fabrication conforme aux normes cGMP
- Disponibles avec traitement de surface PureCoat
- Col droit

| Réf.                   | Surface en cm <sup>2</sup> | Type de bouchon | Traitement                    | Unités/<br>sachet | Unités/<br>carton | €/carton |
|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 3 étages               |                            |                 |                               |                   |                   |          |
| <a href="#">353143</a> | 525                        | Filtrant        | TC                            | 1                 | 12                | NC -     |
| <a href="#">356244</a> | 525                        | Filtrant        | Purecoat peptide fibronectine | 1                 | 8                 | NC -     |
| <a href="#">356274</a> | 525                        | Filtrant        | Purecoat peptide collagène I  | 1                 | 8                 | NC -     |
| 5 étages               |                            |                 |                               |                   |                   |          |
| <a href="#">353144</a> | 875                        | Filtrant        | TC                            | 1                 | 8                 | NC -     |
| <a href="#">356245</a> | 875                        | Filtrant        | Purecoat peptide fibronectine | 1                 | 6                 | NC -     |
| <a href="#">356275</a> | 875                        | Filtrant        | Purecoat peptide collagène I  | 1                 | 6                 | NC -     |

