

Flacons de culture cellulaire standard ClearLine®

ClearLine

- Flacons en polystyrène cristal
- Empilage facile
- Emballés en sachets pelables
- Certificats disponibles sur demande
- Impression du n° de lot et de la date d'expiration sur chaque flacon
- Modèle avec bouchon filtre : à membrane hydrophobe, empêche le passage des bactéries, des spores et des particules supérieures à 0,2 µm

| Réf. | Type de col | Type de bouchon | Traitement | Unités/sachet | Unités/carton | €/carton |
|-----------------------------|-------------|-----------------|------------|---------------|---------------|----------|
| Surface 25 cm ² | | | | | | |
| 131000C | Incliné | Standard | TC | 10 | 200 | NC - |
| 131006C | Incliné | Filtrant | TC | 10 | 200 | NC - |
| Surface 75 cm ² | | | | | | |
| 131002C | Incliné | Standard | TC | 5 | 100 | NC - |
| 131008C | Incliné | Filtrant | TC | 5 | 100 | NC - |
| Surface 175 cm ² | | | | | | |
| 131004C | Incliné | Standard | TC | 5 | 40 | NC - |
| 131010C | Incliné | Filtrant | TC | 5 | 40 | NC - |



CULTURE CELLULAIRE

Flacons de culture cellulaire Merck Millipore® Millicell® HY FLASK

MERCK

- Flacons traités culture multi-plateaux
- Rendements et viabilité constants
- Conditions de culture uniformes
- Bouchon à membrane filtrante placé sur le haut du flacon pour faciliter le pipetage, le remplissage et l'aspiration
- Disponibles en 3 plateaux (600 cm²) ou en 5 plateaux (1000 cm²)

| Réf. | Surface en cm ² | Type de bouchon | Traitement | Unités/sachet | Unités/carton | €/carton |
|--------|----------------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|----------|
| 051996 | 600 | Filtrant | TC | 2 | 16 | NC - |
| 051997 | 1000 | Filtrant | TC | 1 | 8 | NC - |

