


Plaques et microplaques Corning®

CORNING

CULTURE
CELLULAIRE

- Stériles
- Code alphanumérique pour identification
- Surface CellBIND® : traitement de surface présentant des charges négatives, surface plus hydrophile pour une meilleure fixation des cellules et facilitent ainsi la prolifération

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Couleur plaque	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
003516	6	Plat	Transparent	TC	1	50	NC -
003506	6	Plat	Transparent	TC	5	100	NC -
003335	6	Plat	Transparent	CellBIND®	5	50	NC -
003513	12	Plat	Transparent	TC	1	50	NC -
003512	12	Plat	Transparent	TC	5	100	NC -
003336	12	Plat	Transparent	CellBIND®	5	50	NC -
003526	24	Plat	Transparent	TC	1	50	NC -
003524	24	Plat	Transparent	TC	1	100	NC -
003527	24	Plat	Transparent	TC	5	100	NC -
003337	24	Plat	Transparent	CellBIND®	5	50	NC -
003548	48	Plat	Transparent	TC	1	100	NC -
003338	48	Plat	Transparent	CellBIND®	5	50	NC -
003596	96	Plat	Transparent	TC	1	50	NC -
003598	96	Plat	Transparent	TC	5	100	NC -
003599	96	Plat	Transparent	TC	1	100	NC -
003300	96	Plat	Transparent	CellBIND®	5	50	NC -
003799	96	Rond	Transparent	TC	1	50	NC -
003603	96	Plat Transp.	Noir	TC	1	48	NC -
003904	96	Plat Transp.	Noir	TC	20	100	NC -
003340	96	Plat Transp.	Noir	CellBIND®	5	50	NC -
003916	96	Plat - Noir	Noir	TC	20	100	NC -
003610	96	Plat Transp.	Blanc	TC	1	48	NC -
003903	96	Plat Transp.	Blanc	TC	20	100	NC -
003917	96	Plat - Blanc	Blanc	TC	20	100	NC -
004566	1536	Plat - Noir	Noir	TC	10	50	NC -
004571	1536	Plat - Blanc	Blanc	TC	10	50	NC -



100% énergie renouvelable
+ emballages recyclables

+ d'info
Dutscher.com

Plaques et microplaques de culture CELLSTAR Greiner Bio-One

greiner
BIO-ONE

- Stériles
- Non cytotoxiques
- Empilables, emballages pelables
- Numéro de lot sur chaque plaque, date de péremption sur chaque sachet
- Couvercles avec anneaux de condensation
- En polystyrène faible autofluorescence



CELLSTAR® TC

- Traitement de surface physique standard

Plaque de culture monopuits CELLSTAR® OneWell Plate

- Format SBS, utilisable avec des systèmes robotisés
- Avec couvercle
- Idéale pour le screening et la culture intensive
- Surface de culture : 95 cm²

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
1670180	1	Plat	TC	32	50	NC -



Disponible en
version non traitée
OneWell et FourWell

CELLSTAR Advanced TC

- Traitement physique spécifique pour cellules primaires ou délicates ou placées sous contraintes (ex : moins de SVF)

