

TUBES À CENTRIFUGER 15 ET 50 ML

■ Tubes à centrifuger 15 et 50 ml Corning®

CORNING



Volume (ml)	15					
Ø (mm)	17,5					
Hauteur (mm)	118,5					
Matière	PET ; bouchon en HDPE					
Stérile	Oui					
Type de bouchon	A vis avec joint	A vis avec joint	A vis avec joint	A vis avec joint	CentriStar™	CentriStar™
Autoclavable	Non					
Vitesse max. de centrifugation (g)	3600	3600	12000	12000	12500	12500
Jupe	Non					
Graduations ext. (mm)	Oui (incrément de 0,5 ml entre 1,5 ml et 14,5 ml)					
Zone de marquage	Oui					
Coloris	Translucide					
Températures d'utilisation	0 à +40°C	0 à +40°C	-80°C à +121°C	-80°C à +121°C	-80°C à +121°C	-80°C à +121°C
Spécificités	Exempts de DNases et RNases, d'endotoxines ; non cytotoxiques ; testé 95kPa					
Unités/carton	10 sachets de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes	10 sachets de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes	10 sachets de 50 tubes	10 portoirs de 50 tubes
Réf. bouchon orange	430055	430053	430766	430052	430791	430790
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Volume (ml)	50						
Ø (mm)	29,1						
Hauteur (mm)	114,4	114,4	114,4	114,9	114,4	114,4	
Matière	PET ; bouchon en HDPE	Polypropylène ; bouchon en HDPE					
Stérile	Oui						
Type de bouchon	A vis avec joint						
Autoclavable	Non						
Vitesse max. de centrifugation (g)	3600	15500	15500	3000	17000	17000	
Jupe	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	
Graduation	Oui (incrément de 2,5 ml entre 5 ml et 50 ml)						
Zone de marquage	Oui						
Coloris	Translucide						
Températures d'utilisation	0 à +40°C	-80°C à +121°C	-80°C à +121°C	-80°C à +121°C	-80 °C à +121°C	-80 °C à +121°C	
Spécificités	Exempts de DNases et RNases, d'endotoxines ; non cytotoxiques ; testé 95kPa						
Unités/carton	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 portoirs de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 sachets de 25 tubes	20 portoirs de 25 tubes	
Réf. bouchon orange	430304	430291	430290	430897	430829	430828	
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	