

Système de filtration Vivaflow Sartorius

- Système de filtration tangentielle simple de mise en oeuvre et d'utilisation : livré avec toutes ses connectiques
- S'utilise avec une pompe péristaltique à vitesse variable (200 à 400 ml/mn)
- Faibles volumes morts
- Membrane adaptée à la concentration de liquides biologiques
- Taux de récupération élevés
- Unités fiables et économiques
- Changements de tampon réalisables facilement grâce au réservoir de diafiltration


Cassettes de filtration à usage unique ou réutilisables

Membrane en PES ou Hydrosart® (cellulose régénérée, modifiée)

Cassette réutilisables Vivaflow 200

- Surface active de la membrane : 200 cm²
- Volume minimum de récupération : < 20 ml
- Volume mort du module : 5,3 ml
- Débit de pompe péristaltique : 200 à 400 ml/mn
- Pression d'utilisation : 1,5 à 4 bar
- Température max. : 60 °C

Modèle	Membrane	Seuil de coupure	Réf.	Unités / boîte	€
Vivaflow 200	PES	2 - 5 kDa	147028	1	NC -
		2 - 10 kDa	147013	1	NC -
		2 - 30 kDa	147063	1	NC -
		2 - 50 kDa	147030	1	NC -
		2 - 100 kDa	147065	1	NC -
		0,2 µm	147066	1	NC -
	Hydrosart RC	2 - 5 kDa	147061	1	NC -
		10 kDa	147062	1	NC -
		30 kDa	147064	1	NC -



BIOLOGIE
MOLECULAIRE

Accessoires Vivaflow 200

Réf.	Désignation	€
147052	Tête de pompe Easy Load taille 16	NC -
147053	Réservoir d'échantillon / diafiltration de 500 ml	NC -
147057	Set de 6 réducteurs de flux (2 x 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm)	NC -
147056	Tuyaux PVC taille 16 (3 mètres, 3,2 x 1,6 mm)	NC -
147058	Raccords Luer femelle taille 16 (les 10)	NC -
147070	Raccords Luer femelle taille 15 (les 10)	NC -
147071	Connecteurs en Y (2 sorties taille 15, 1 sortie taille 15)	NC -

Cassette Vivaflow à usage unique

- Débit de pompe péristaltique : 200 à 400 ml/mn
- Pression d'utilisation : 2,5 à 3 bar
- Température max. : 40 °C

Modèle	Membrane	Seuil de coupure	"2 unités, fonctionnement individuel" Volume 100 - 500 ml			"2 unités, fonctionnement en série" Volume 500 - 1000 ml		
			Réf.	Unités / boîte	€	Réf.	Unités / boîte	€
Vivaflow à usage unique	PES	5 kDa	153285	2	NC -	153293	2	NC -
		10 kDa	153286	2	NC -	153294	2	NC -
		30 kDa	153287	2	NC -	153295	2	NC -
		50 kDa	153288	2	NC -	153296	2	NC -
		100 kDa	153289	2	NC -	153297	2	NC -
		300 kDa	153290	2	NC -	153298	2	NC -
		1000 kDa	153291	2	NC -	153299	2	NC -
		0,2 µm	153292	2	NC -	153300	2	NC -
	Hydrosart RC	2 kDa	153306	2	NC -	153307	2	NC -
		5 kDa	153308	2	NC -	153309	2	NC -
		10 kDa	153310	2	NC -	153311	2	NC -
		30 kDa	153312	2	NC -	153313	2	NC -
		100 kDa	153314	2	NC -	153315	2	NC -
		300 kDa	153316	2	NC -	153317	2	NC -

Accessoires Vivaflow à usage unique

Réf.	Désignation	€
153318	Moteur de pompe péristaltique	NC -
153319	Tête de pompe péristaltique, tube d'épaisseur 1,6 mm	NC -
147054	Support de cassette	NC -
153321	Tube de diafiltration	NC -
147053	Réservoir d'alimentation	NC -

