

Membranes et papiers blotting pour acides nucléiques

Membranes de transfert en nylon Nytran Super Charge (SPC)

Réf.	Nytran SuperCharge	Dim. (mm)	Type	Unités/carton	€/carton
034779	0,45 µm	110 x 140	Feuilles	10	NC -
034798	0,45 µm	200 x 3 m	Rouleaux	1	NC -
034799	0,45 µm	300 x 3 m	Rouleaux	1	NC -

- Charge positive très forte, faible bruit de fond
- La densité de nylon plus forte qu'avec d'autres membranes augmente la capacité de fixation des échantillons
- Excellente symétrie : restent toujours plates
- Les membranes Nytran Super Charge fixent neuf fois plus de molécules que les membranes en nylon classique
- Morphologie constante de la membrane : bonne uniformité de la répartition du nylon et donc des charges

Membranes de blotting Amersham™ HYBOND-N



- Résistantes
- Pour le blotting d'acides nucléiques
- Capacité de fixation 600 µg/cm²
- Pour application radioactives
- Fixation par lumière UV

Réf.	Dimensions	Taille des pores	Matériau de la membrane	€/le rouleau
Hybond-N en nylon neutre				
RPN303B	30 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon chargé positivement	NC -
RPN203B	20 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon chargé positivement	NC -

Autres dimensions disponibles : nous consulter.

Membranes et Papiers Blotting pour protéines

Membranes de transfert en nitrocellulose Amersham Protran



Les membranes Whatman et Amersham fusionnent dans la gamme optimisée Amersham.

- La membrane Amersham Hybond P est disponible en version porosité 0,2 µm
- Membranes « sandwich », prêtes à l'utilisation



Ancienne gamme	Nouvelle gamme	Utilisation
"Whatman Protran Amersham Hybond C"	Amersham Protran	Chimioluminescence
"Whatman Optitran Amersham Hybond C extra"	Amersham Protran Supported	Hybridation et reprobing
"Amersham Hybond ECL Amersham Hybond C super"	Amersham Protran Premium	Chimioluminescence et fluorescence

	Conditionnement		Amersham Protran		Amersham Protran Supported		Amersham Protran Premium	
Taille des pores	Taille (mm)	Unités/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
0,1 µm	200 x 200	10	10600046	NC -				
		25	10600045	NC -				
	150 x 4m	Rouleau	10600010	NC -				
	200 x 4m	Rouleau	10600005	NC -				
	300 x 4m	Rouleau	10600000	NC -				
0,2 µm	80 x 90	25	10600094	NC -	-	-	-	-
	100 x 100	25			-	-	10600080	NC -
	102 x 133	10	10600125	NC -	-	-		
	200 x 200	10	10600044	NC -	-	-	-	-
		25	10600043	NC -	10600053	NC -	-	-
	300 x 600	5	10600032	NC -	10600037	NC -	-	-
	150 x 4 m	Rouleau	10600011	NC -	10600019	NC -	10600014	NC -
	200 x 4 m	Rouleau	10600006	NC -	10600017	NC -	10600009	NC -
	300 x 4m	Rouleau	10600001	NC -	10600015	NC -	10600004	NC -
0,45 µm	80 x 90	25	10600093	NC -	-	-	10600096	NC -
	100 x 100	10	10600073	NC -	-	-	10600079	NC -
	102 x 133	10	10600124	NC -	-	-		
	140 x 160	25	10600062	NC -	-	-	10600065	NC -
	200 x 200	10	10600042	NC -	-	-	10600048	NC -
		25	10600041	NC -	10600051	NC -	10600047	NC -
	300 x 600	5	10600033	NC -	-	-	10600034	NC -
	150 x 4 m	Rouleau	10600012	NC -	10600020	NC -	10600013	NC -
	200 x 4 m	Rouleau	10600007	NC -	10600018	NC -	10600008	NC -
300 x 4 m	Rouleau	10600002	NC -	10600016	NC -	10600003	NC -	
Sandwich 0,1 µm	80 x 90	10	10600116	NC -				
Sandwich 0,2 µm	80 x 90	10	10600115	NC -	10600120	NC -	10600118	NC -
Sandwich 0,45 µm	80 x 90	10	10600114	NC -	10600119	NC -	10600117	NC -

