


Membranes et Papiers Blotting pour protéines

Membranes de transfert en PVDF Amersham Hybond



- Solution prête à l'emploi pour les applications de blotting
- Contient deux feuilles de papiers 3MM CHR de taille adaptée pour chaque feuillet de membrane
- La membrane est à poser sur le côté anode du gel
- Les feuilles de papier 3MM CHR couvrent chaque face de l'ensemble
- Le gel est prêt pour le transfert

Ancienne gamme	Nouvelle gamme	Utilisation
"Amersham Hybond P Whatman Westran CS"	Amersham Hybond P	Chimiluminescence, compatible avec les solvants de décoloration rapide
Whatman Westran S	Amersham Hybond SEQ	Séquençage et analyse de phase solide
Amersham Hybond LFP	Amersham Hybond LFP	Fluorescence (faible autofluorescence de la membrane)



BIOLOGIE
MOLÉCULAIRE

Taille des pores	Conditionnement		Amersham Hybond P		Amersham Hybond SEQ		Amersham Hybond LFP	
	Taille (mm)	Unités/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
0,2 µm	80 x 90	25	10600101	NC -	-	-	10600102	NC -
	200 x 200	10	10600058	NC -	-	-	10600060	NC -
		25	10600057	NC -	-	-	-	-
	260 x 4m	Rouleau	10600021	NC -	10600030	NC -	10600022	NC -
0,45 µm	80 x 90	25	10600100	NC -	-	-	-	-
	100 x 100	10	10600087	NC -	-	-	-	-
		25	10600086	NC -	-	-	-	-
	140 x 160	25	10600069	NC -	-	-	-	-
	300 x 600	5	10600038	NC -	-	-	-	-
	150 x 4m	Rouleau	10600029	NC -	-	-	-	-
Sandwich 0,2 µm	80 x 90	10	10600122	NC -	-	-	10600123	NC -
	80 x 90	10	10600121	NC -	-	-	-	-

Membranes de transfert en nitrocellulose Protran NC

- Membranes 100 % pure nitrocellulose 0,1 µm pour les molécules de taille < 7 kD
- Haute fixation, faible bruit de fond
- Forte rétention des petites protéines :
 - la membrane 0,2 µm retient les échantillons de taille inférieure à 20 KD
 - la membrane de 0,45 µm est conçue pour les molécules supérieures à 20 KD
- Excellente stabilité des protéines sur le Protran (> 5 ans)
- Pas d'étape de pré-mouillage avec du méthanol : avant le transfert, un simple mouillage à l'eau suffit
- Excellente stabilité de la membrane : permet de nombreuses manipulations

Réf.	Modèle Protran NC	Dim. (mm)	Type	Unités/carton	€/carton
034714	BA 83 0,2 µm	82	Disques	50	NC -
034735	BA 85 0,45 µm	25	Disques	100	NC -
034738	BA 85 0,45 µm	25	Disques	1000	NC -
034736	BA 85 0,45 µm	132	Disques	50	NC -

