



## Surfaces à liaison passive

Catégorie	Surface	Immunglycoprotéines	Protéines solubles dans l'eau	Protéines moins solubles dans l'eau	Glycanes	Caractéristique
<b>Hydrophobe</b> : Adsorption molécule hydrophobe telles que les biomolécules riches en lipide	PolySorp, Immulon 1B, Universal Binding (UB), Microlite 1+, Microfluor 1	Assez bonne	Assez bonne	Très bonne	Faible	- Faible liaison des immunoglobulines : approximativement 200-250 ng IgG/cm <sup>2</sup>
<b>Faiblement hydrophobe</b> : Capacité de liaison augmentée pour diverses biomolécules (glycoprotéines, échantillons serum, lipopolysaccharides)	Immunolon 2 HB, Microfluor 2, MediSorp	Bonne	Bonne	Bonne	Assez bonne	- Liaison protéines - Liaison modérée des immunoglobulines : MediSorp 500-600ng IgG/cm <sup>2</sup> Immunolon 2 HB 350-450ng IgG/cm <sup>2</sup> - Faible liaison non spécifique pour les échantillons contenant du serum ou plasma
<b>Hydrophile</b> : Optimisé pour lier quantité importante d'IgG (polyclonale), idéal pour les ELISA sandwich. Liaison augmentée des protéines et biomolécules avec caractéristiques hydrophile/hydrophobe	MaxiSorp, Immulon 4 HBX	Très bonne	Très bonne	Assez bonne	Bonne	- Liaison d'une large variété de protéines et biomolécules - Forte liaison des immunoglobulines : approximativement 600-650ng IgG/cm <sup>2</sup>
<b>Très hydrophile</b> : Haute affinité pour protéines hydrophiles. Plus sensible au pH	MultiSorp	Faible	Bonne	Assez bonne	Bonne	La liaison des protéines est influencée par le pH dans intervalle de 4-10



Pinchbar



Bord surélevé

## Plaques 96 puits

Configuration	Type	Couleur	Vol. total du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	PolySorp		MediSorp			MaxiSorp			PolySorp	
						Réf.	€/carton	Réf.	Certificat	€/carton	Réf.	Certificat	€/carton	Réf.	€/carton
F96	Bord surélevé	Transparent	400	10	180	<a href="#">055268</a>	NC -				<a href="#">055266</a>	Oui	NC -		
F96	Bord surélevé	Transparent	400	10	180						<a href="#">055267**</a>	Oui	NC -		
F96	Bord surélevé	Transparent	400	5	60			<a href="#">055608</a>	Oui	NC -				<a href="#">055607</a>	NC -
F96	Pinchbar	Transparent	400	5	60	<a href="#">055137</a>	NC -				<a href="#">055303</a>	Oui	NC -		
F96	Pinchbar	Transparent	400	5	60						<a href="#">055133</a>	-	NC -		
U96	Bord surélevé	Transparent	300	5	60	<a href="#">055139</a>	NC -				<a href="#">055136</a>	-	NC -		
F96	Bord surélevé	Blanc	400	10	80	<a href="#">055223</a>	NC -								
C96	Pinchbar	Blanc	350	5	60						<a href="#">055226</a>	Oui	NC -		
F96	Pinchbar	Blanc	400	10	80						<a href="#">055221</a>	Oui	NC -		
F96	Bord surélevé	Noir	400	10	80	<a href="#">055222</a>	NC -								
F96	Pinchbar	Noir	400	10	80						<a href="#">055220</a>	Oui	NC -		
C96	Bord surélevé	Transparent	350	5	60	<a href="#">055138</a>	NC -								
C96	Pinchbar	Transparent	350	5	60						<a href="#">055135</a>	-	NC -		
C96	Pinchbar	Transparent	350	5	60						<a href="#">055134</a>	Oui	NC -		

\*\*Avec code-barres.

## Plaques 384 puits

Configuration	Type	Couleur	Vol. total du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	MaxiSorp	
						Réf.	€/carton
F384	Pinchbar	Noir	120	1	30	<a href="#">055309</a>	NC -
F384	Pinchbar	Transparent	120	1	30	<a href="#">054307</a>	NC -
F384	Pinchbar	Transparent	120	1	30	<a href="#">055457</a>	NC -