

Surfaces à liaison passive (suite)

Barrettes

■ Version LockWell™ : chaque puit est verrouillé dans le cadre à la même hauteur pour éviter les blocages des équipements

Config.	Type	Couleur	Vol. total du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	PolySorp			MediSorp			MaxiSorp			PolySorp	
						Réf.	Certificat	€/carton	Réf.	Certificat	€/carton	Réf.	Certificat	€/carton	Réf.	€/carton
F16	Non sécable	Transparent	400	10	60	055148	-	NC -				055147	Oui	NC -		
F16	Non sécable	Transparent	400	80	320							055161*	Oui	NC -	055162	NC -
U16	Non sécable	Transparent	300	80	320							055163*	Oui	NC -		
C12	Non sécable	Transparent	350	10	60	-	-	-				055151	Oui	NC -		
C12	Non sécable	Transparent	350	10	60							055304	Oui	NC -		
F8	Non sécable	Transparent	400	10	60	055146	-	NC -	056621	-	NC -	055145	Oui	NC -		
F8	Non sécable	Transparent	400	160	640							055159*	Oui	NC -	055160	NC -
C8	Non sécable	Transparent	350	10	60	055150	-	NC -				055149	Oui	NC -		
C8 étoile	Non sécable	Transparent	350	10	60							055166	Oui	NC -		
C8 étoile	Non sécable/Lockwell	Transparent	330	10	60							055174	Oui	NC -		
U8	Non sécable	Transparent	300	10	60	055154	-	NC -				055153	Oui	NC -		
U8	Sécable/Lockwell	Transparent	320	10	60							055170	Oui	NC -		
C8	Sécable/Lockwell	Transparent	350	10	60	055173	-	NC -	056404	Oui	NC -	055172*	Oui	NC -	056405	NC -
C8	Sécable	Transparent	350	10	60	055169	-	NC -				055168	Oui	NC -		
C8	Sécable/Lockwell	Blanc	350	10	60	056402	Oui	NC -				056401	Oui	NC -		
C8	Non sécable	Blanc	350	10	60							055305	Oui	NC -		
C8	Sécable/Lockwell	Noir	350	10	60	056403	Oui	NC -				056400	Oui	NC -		
F16	Non sécable	Transparent	400	5	60	055158*	-	NC -								
F16	Non sécable	Noir	400	5	60							055228	Oui	NC -		
F8	Non sécable	Transparent	400	5	60	055230*	-	NC -								

* Barrettes vendues seules sans cadre.


Plaques 96 puits

Configuration	Surface	Type	Couleur	Vol. total du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	Réf.	€/carton
F96	Universal Binding	Standard	Transparent	450	25	50	047614	NC -
F96		Standard	Blanc	450	25	50	047671	NC -
F96		Standard	Noir	450	25	50	047625	NC -
F96	Immunolon 1 B	Bord surélevé	Transparent	330	10	50	047608	NC -
U96		Bord surélevé	Transparent	280	10	50	047609	NC -
F96	Microfluor 1	Standard	Noir	330	10	50	047617	NC -
F96		Standard	Blanc	330	10	50	047621	NC -
F96	Microlite 1+	Standard	Blanc	330	10	50	056887	NC -
F96	Immunolon 2HB	Standard	Transparent	330	10	50	047610	NC -
U96		Standard	Transparent	280	10	50	047611	NC -
F96	Microfluor 2	Standard	Noir	330	10	50	047619	NC -
F96		Standard	Blanc	330	10	50	047623	NC -
F96	Immunolon 4 HBX	Standard	Transparent	330	10	50	047612	NC -

Surfaces à liaisons covalentes

■ CovaLink : idéal pour le couplage de molécules portant un carboxyl libre ou un groupement phosphate (peptides, haptènes, ADN). La liaison se fait à l'écart de la surface pour augmenter l'accessibilité et ainsi aidant à améliorer la réactivité globale de la surface.

■ Immobilizer Amino : forme des liaisons covalentes stables entre ses groupes électrophiles et les acides aminés libres ou les groupes sulfhydryles de la biomolécule. Grâce à la chimie unique de son bras espaceur, la surface offre une liaison non spécifique extrêmement faible qui contribue à améliorer la sensibilité du test. Ne nécessitant pas d'agent de couplage auxiliaire, cette surface peut simplifier le développement de votre test en éliminant la nécessité d'une étape de blocage qui prend du temps.



Plaques 96 puits

Configuration	Type	Couleur	Vol. total du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	Amino	
						Réf.	€/carton
F96	Pinchbar	Transparent	400	5	30	056206	NC -
F96	Pinchbar	Blanc	400	5	30	056207	NC -
F96	Pinchbar	Noir	400	5	30	056208	NC -

Barrettes

Configuration	Type	Couleur	Vol. total du puits (µl)	Unités d'emb.	Unités/carton	CovaLink		Amino	
						Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
F8	Non sécable	Transparent	400	5	30	055206	NC -	056209	NC -
C8	Sécable/Lockwell	Transparent	350	5	30			056210	NC -