

Lames à traitement spécial Superfrost Plus, Polysine et Plus Gold

- Traitement de surface uniforme et fiable
- Perte d'échantillon minimale
- Dimensions : 25 x 75 mm

Lames Superfrost Plus

- Super-adhésion par charge positive basée sur le silane et optimisée
- Fixe les coupes de tissus congelées, fixées au formol et en paraffine ou les préparations de cytologie
- Pour coupes de tissus épaisseur 2-5µm


Lames Superfrost Polysine

- Double adhérence par attraction électrostatique et fixation par liaisons biochimiques
- Particulièrement adaptées aux coupes de tissus en paraffine
- Pour coupes de tissus épaisseur 2-5 µm

Lames Superfrost Plus Gold

- Traitement révolutionnaire qui fixe fermement les coupes de tissus même congelées ou fixées au formol
- Recommandées pour les échantillons de tissus difficiles à fixer (os, cerveau, peau, etc...)
- Pour coupes de tissus épaisseur supérieure à 5 µm

Réf.	Désignation	Unités/ Boîte	€/carton
045796	Lames SuperFrost Plus	72	NC -
045797	Lames SuperFrost Polysine	72	NC -
045795	Lames SuperFrost Plus Gold	72	NC -



Lames Histobond et lames Histobond+ à surface adhérente

- En verre blanc ou en verre standard (uniquement en standard pour les lames Histobond+)
- Lames à surface adhérente, surface silanisée
- Bords rodés à 90°
- Dimensions : 75 x 25 x 1 mm
- Bande dépolie de 20 mm :
 - sur les deux surfaces pour les lames Histobond
 - en couleur sur un côté pour les lames Histobond+

Lames Histobond

Réf.	Type verre	Unités/ boîte	€/boîte
140679	Standard	50	NC -
140680	Standard	100	NC -

Lames Histobond+

Blanc	Jaune	Vert	Bleu	Rose	Orange	Unités/ boîte	€/boîte de 50
140681	140682	140683	140684	140685	140686	100	46,70 -



Histobond



Histobond+

Lames StarFrost adhésives en verre

- Dimensions : 76 x 26 mm
- Épaisseur : 1 mm
- Disponibles avec marquage CE et IVD, à préciser à la commande

Lames StarFrost adhésives Polycat

- Lames en verre blanc avec traitement de surface à la Poly-L-Lysine, conviennent aux applications d'adhérence cellulaire
- Adhésion renforcée et sécurisée des tissus, supérieure aux surfaces hydrophiles et silanisées
- Moins sensibles aux produits chimiques, à l'inhibition d'enzymes ou à la chaleur (< 65 °C), idéales pour les tests d'hybridation immunocytochimique et moléculaire, la préparation de cellules, les tissus sous paraffine

Bord	Blanc	Jaune	Bleu	Rose	Vert	Orange	€/boîte de 50
Coupé	100319	100320	100323	100321	100322	100324	41,70 -
Rodé 90°	100331	100332	100335	100333	100334	100336	43,80 -
Rodé 45°	100325	100326	100329	100327	100328	100330	45,80 -
Rodé biseauté	100343	100344	100347	100345	100346	100348	45,20 -



Lames StarFrost adhésives

- Lames en verre blanc, surface silanée à adhésion renforcée
- Ce traitement de surface permet de former des liaisons covalentes polarisées sur la lame

Bord	Blanc	Jaune	Bleu	Rose	Vert	Orange	€/boîte de 50
Coupé	100204A	-	-	-	-	100293	NC -
Rodé 90°	100301	100302	100305	100303	100304	100306	NC -
Rodé 45°	100294	100295	100298	100296	100297	100299	NC -
Rodé biseauté	100313	100314	100317	100315	100316	100318	NC -