

## pH-mètre EUTECH

IP  
67

3  
ANS  
GARANTIE



262782



262724

- Mémoire 150 valeurs
- Grand affichage
- Livré avec support électrode Grip-Clip™
- Boîtier flottant
- Reconnaissance automatique du tampon
- Fonctionne sur piles livrées en standard

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| pH                          | Plage                                      | -2,00 à 16,00   |
|                             | Résolution                                 | 0,01  |
|                             | Précision                                  | ± 0,01  |
|                             | Calibration                                | Jusqu'à 5 points (tampon NIST)<br>Jusqu'à 6 points (tampon DIN) |
| mV                          | Plage                                      | ± 2000 mV   |
|                             | Résolution                                 | 0,1 (± 999,9 mV); 1 mV au delà                                  |
|                             | Précision                                  | ± 0,2 mV + 2 Digit ou ± 0,5% de la valeur mesurée               |
|                             | Calibration                                | ± 200 mV  |
| Température                 | Plage                                      | -10,0 à 110,0°C   |
|                             | Résolution                                 | 0,1°C   |
|                             | Précision                                  | ± 0,5°C   |
| Compensation de température | Automatique ou manuelle entre -10 et 110°C |   |
| Connectique                 | BNC  |   |
| Mémoire                     | 150 valeurs                                |   |
| Dimensions                  | 23 x 23 x 7 cm                             |   |
| Poids                       | 0,7 kg                                     |   |
| Réf.                        | <a href="#">262724</a>                     |   |
| €                           | NC -                                       |   |

### Electrode

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Plage de mesure        | 0 à 13                 |
| Capteur de température | Non                    |
| Réf.                   | Ag/AgCl                |
| Remplissage            | Non                    |
| Jonction               | Double                 |
| Dimension (mm)         | 90 x 12                |
| Longueur câble         | 1 m                    |
| Connectique            | BNC                    |
| Réf.                   | <a href="#">262782</a> |
| €                      | NC -                   |

### Sonde de température

| Réf.                   | Désignation          | €    |
|------------------------|----------------------|------|
| <a href="#">262783</a> | Sonde de température | NC - |

## pH / Conductimètre Eutech PC450

IP  
67



- Accepte soit une électrode pH et une sonde conductivité, soit une sonde regroupant les 2 paramètres
- Ecran large rétroéclairé
- Porte électrodes Grip Clip™
- Mémoire : 500 valeurs

|                        |  |
|------------------------|--|
| Plage de pH            | -2,00 à 16,00  |
| Précision pH           | ± 0,01   |
| Plage de mV            | ± 2000   |
| Résolution             | 0,1 (± 999,9 mV) 1 (plage restante)                                |
| Précision mV           | ± 0,2 mV + 2 x dernier chiffres significatifs ou ± 0,5% valeur lue |
| Plage de conductivité  | 0 à 200 mS/cm  |
| Résolution             | 0,01 µS à 0,1 mS   |
| Précision conductivité | ± 1 % pleine échelle   |
| Plage température      | -10,0 à 110,0°C  |
| Précision              | ± 0,5°C  |
| Port                   | RS 232 et USB  |
| Alimentation           | 2 piles 1,5V AA  |
| Dimensions             | 200 x 83 x 57 mm   |
| Poids                  | 0,5 kg   |

| Réf.                   | Désignation  | €    |
|------------------------|--|------|
| <a href="#">262949</a> | pH / conductimètre PC450 livré nu  | NC - |
| <a href="#">262952</a> | pH / conductimètre PC450 livré avec électrode pH et sonde conductivité             | NC - |
| <a href="#">262953</a> | pH / conductimètre PC450 livré avec électrode pH et sonde conductivité en mallette | NC - |
| <a href="#">262950</a> | pH / conductimètre PC450 livré avec électrode combi pH / conductivité              | NC - |
| <a href="#">262951</a> | pH / conductimètre PC450 livré avec électrode combi pH / conductivité en mallette  | NC - |

### Accessoires

| Réf.                   | Désignation   | €    |
|------------------------|---|------|
| <a href="#">262782</a> | Electrode pH double jonction avec câble 1 mètre fiche BNC | NC - |
| <a href="#">262929</a> | Sonde de conductivité corps en verre K = 0,1              | NC - |
| <a href="#">262930</a> | Sonde de conductivité corps en verre k = 1                | NC - |