

## pH / conductimètre de paillasse ORION

- Permet d'afficher le pH, les mV, de la conductivité, TDS, salinité et résistivité
- Visualisation du pH et conductivité sur même écran
- Mémoire : 2000 ensembles de points

Plage pH	-2,000 à 16,000
Résolution	0,1 ou 0,01 ou 0,001
Précision	± 0,002
Plage mV	± 2000,0 mV
Précision	± 0,2 mV ou 0,05 % de la valeur mesurée
Plage conductivité	0,001 µS / cm à 3000 mS/cm
Précision	0,5 % de la valeur lue +0,01 µS/cm (0 à 3µS/cm) 0,5 % de la valeur lue (gamme restante)
Température de Réf.	5; 10; 15; 20; 25°C
Plage température	-5,0 à 105,0°C
Précision	± 0,1°C
Port	RS232 ou USB
Dimensions	240 x 180 x 100 mm
Poids	0,9 kg
Réf. sans électrode	<a href="#">262954</a>
€	NC -
Réf. avec électrode pH et sonde conductivité	<a href="#">262955</a>
€	NC -



### Electrodes

Réf.	Désignation	€
<a href="#">262880</a>	Electrode ROSS triode avec capteur de température intégré	NC -
<a href="#">262934</a>	Cellule de conductivité Duraprobe	NC -

## pH-mètres/ionomètres portables ORION STAR série A120 et A320

### Orion STAR A121 livré avec :

- Electrode pH ROSS Triode
- Sonde de température intégrée
- Solution tampon en flacon 60 ml

### Orion STAR A320 livré avec :

- Electrode pH ROSS Ultra
- Sonde de température intégrée
- Solution tampon en sachet

	Orion STAR A121	Orion STAR A320
pH	Plage de mesure	-2,00 à 16,00
	Résolution	0,1 / 0,01
	Précision	± 0,01 pH
mV	Plage de mesure	-1600,0 à +1600,0
	Résolution	0,1
	Précision	± 0,2 mV ou ± 0,05% de la valeur mesurée
Température	Plage de mesure	-5,0 à +105,0 °C
	Résolution	0,1
	Précision	± 0,1 °C
Ionométrie	Gamme de mesure	- 0,0001 à 19900 ISE (ppm, M, %, ppb)
	Précision	± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la valeur mesurée
Etalonnage	pH	Jusqu'à 3 points avec reconnaissance automatique des tampons NIST et DIN
	Ionomètre	- Jusqu'à 5 points avec reconnaissance automatique des tampons NIST ou DIN
Mémoire		50 valeurs non horodatées
Dimensions (cm)		24 x 10 x 6,5
Poids (kg)		0,5
Réf.	<a href="#">228758</a>	<a href="#">228759</a>
€	NC -	NC -



MICROBIO :  
ANALYSES ET  
MESURES

### Accessoires

Réf.	Désignation	€
<a href="#">228760</a>	Electrode ROSS pH 9107 BNMD ROSS Ultra pH/ATC remplie avec électrolyte en gel	NC -
<a href="#">228761</a>	Electrode ROSS pH 8107 UWMMD Ultra pH corps électrolyte à gel	NC -