

Cryotubes à code-barres 2D ClearLine®

La qualité ClearLine®

- En polypropylène vierge de grade médical
- Utilisables jusqu'à - 196 °C
- Exempts d'ATP
- USP Classe VI (non cytotoxiques et non hémolytiques)
- Stérilisés aux rayons Beta, SAL 10⁻⁶

- Gradués avec surface d'inscription




- Autoclavables à la vapeur à 121 °C pendant 20 min



- Code-barres 2D Datamatrix sur le fond du tube, correspondant au code-barres imprimé




- Code-barres pré-imprimé sur chaque tube (code 128)
- Lisibles dans les 2 sens, par toutes marques de lecteurs



- Utilisables avec boucheuse/déboucheuse
- Nouveau bouchon vissant bi-injecté (polyéthylène et silicone)
- Vissables et dévissables à une main

- Pied du tube verrouillable dans les CryoGen® Box 2D et dans les portoirs en polycarbonate



	Pas de vis externe		Pas de vis interne	
Volume (ml)	2	5	2	5
h x ø (mm)	45,6 x 12,6	87,6 x 12,6	48,2 x 12,6	90,3 x 12,6
Réf.	390713	390714	390715	390716
€ les 50	NC -	NC -	NC -	NC -



1/3 énergie solaire
+ emballage optimisé en carton recyclé
+ fabriqué en Italie

Boîtes de congélation à code-barres CryoGen® Box

Boîtes en polycarbonate pour le stockage de cryotubes ClearLine®.

- Boîte, grille et couvercle en polycarbonate
- Couvercle transparent, avec marquage numérique de chaque emplacement
- Disponibles pour tous les volumes de cryotubes ClearLine®, aux formats :
 - 25 et 81 places : grille colorée, fond blanc
 - 100 places : fond blanc à picots
- Utilisables de - 196 °C à + 121°C, autoclavables 20 min
- Ne pas stocker dans la phase liquide de l'azote liquide
- Codes-barres gravés au laser



Fond des Cryogen Box 2D : code-barres 2D et ouvertures*



1/3 énergie solaire
+ emballage optimisé en carton recyclé
+ fabriqué en Europe

Cryogen® Box 2D : Code-barres standard + Code 2D Datamatrix

- Code-barres standard (code 128)
- Code 2D Datamatrix correspondant sur le fond de la boîte
- Ouvertures (voir photo jointe)* dans le fond de la boîte
- Verrouillage des tubes (à jupe) dans le fond de la boîte
- Conçues pour utilisation avec Scanners 2D

Cryogen® Box 1D : Code-barres standard

- Code-barres standard (code 128) sur le bord
- Fond à picots, sans grille, sur les boîtes 100 places
- Utilisation recommandée avec un kit 4Banking®
- (Avec cryotubes à code-barres standard)

Pour	25 cryotubes de 1-2 ml	81 cryotubes de 1-2 ml	81 cryotubes de 3-4-5 ml	100 cryotubes 2D de 2 ml	100 cryotubes 2D de 5 ml
Dimensions (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94
Fond blanc / grille bleue	-	390717	390721*	-	-
Fond blanc / grille jaune	-	390718	390722*	-	-
Fond blanc / grille rouge	-	390719	390723*	-	-
Fond blanc / grille verte	-	390720	390724*	-	-
Fond blanc à picots	-	-	-	390820**	390821**
€	-	NC -	NC -	NC -	NC -
Fond blanc / grille bleue	390804	390808	390812*	-	-
Fond blanc / grille jaune	390805	390809	390813*	-	-
Fond blanc / grille rouge	390806	390810	390814*	-	-
Fond blanc / grille verte	390807	390811	390815*	-	-
Fond blanc à picots	-	-	-	390816**	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-

* La CryoGen® Box pour 81 tubes 3 à 5 ml est incompatible avec les cryotubes 4 ml à capuchon vissant interne.

** A capuchon vissant interne uniquement.