

Micropipettes Gilson

Modèle	PIPETMAN®	PIPETMAN® L	MyPIPETMAN® Select	MyPIPETMAN® Entreprise	PIPETMAN® M Connected
Mode de fonctionnement	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Motorisé
Points forts	Robuste et forces de pipetage réduites	Légère, prise en main optimisée, force de pipetage et d'éjection très faible, volume verrouillable	Ergonomie optimale : poids léger et équilibré, force de pipetage et d'éjection très faible Technologie TRILOCK : système de verrouillage du volume à trois positions Personnalisable : possibilité d'imprimer l'inscription de votre choix sur le manche	Entièrement personnalisable techniquement et esthétiquement	Légère, force de pipetage quasi nulle, prise en main facile et pipetages automatisés
Plage de volume	0,2 µl - 10 ml	0,2 µl - 10 ml	0,2 µl à 10 ml	0,5 µl - 10 ml	0,5 µl - 10 ml
Options disponibles			1 canal, 8 canaux, 12 canaux		
Suivi RFID	Non	Non	Non	Non	Non
Parties autoclavables	Partie basse et éjecteur	Entièrement	Entièrement	Entièrement	Partie basse et éjecteur

PIPETMAN®

PIPETMAN® - monocanal

Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	Réf.	€
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	066803	NC -
1 - 10		0,02	066805	NC -
2 - 20	D200, DF30	0,02	066807	NC -
10 - 100	D200, DF100	0,2	066809	NC -
20 - 200	D(F)200,D(F)300	0,2	066811	NC -
100 - 1 000	D(F)1000, D(F)1200	2	066813	NC -
500 - 5 000	D5000	2	066814**	NC -
1 000 - 10 000	D10 ml	20	066815**	NC -

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac).

*Uniquement compatible avec les pointes Gilson, modèle sans éjecteur.

- Micropipettes légères nécessitant une faible force de pipetage
- Equipées d'un éjecteur en métal, éjecteur plastique disponible en accessoire pour travailler avec des échantillons corrosifs
- Durabilité supérieure grâce à sa fabrication en PVDF et en acier inoxydable.
- Partie basse et éjecteur autoclavable



PIPETMAN® - multicanaux

Volume (µl)	Pointes adaptées	Incrément (µl)	8 canaux		12 canaux	
			Réf.	€	Réf.	€
1 - 10	D(F)L10	0,02	400083	NC -	400084	NC -
2 - 20	D(F)L10, D200, DF30	0,02	400086	NC -	400087	NC -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	400088	NC -	400089	NC -
30 - 300	D(F)200, D(F)300	0,2	400090	NC -	400091	NC -

Existe avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé Cofrac).

Kits PIPETMAN®

	PIPETMAN® Micro Volume Kit	PIPETMAN® Starter Kit	Kit 4 PIPETMAN®	Kit PIPETMAN Large-Volume
Comprend :	1 PIPETMAN® G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN® G P10G (1-10 µl) 1 PIPETMAN® G P100G (10-100 µl) (éjecteurs métal) + Certificats Gilson + 2 racks 96 pointes PIPETMAN® DIAMOND (DL10, D200) + 3 portoirs SINGLE + 1 guide Gilson sur le pipetage + 1 poster "Inspection en 2 minutes" + 3 éjecteurs plastique	1 PIPETMAN® G P20G (2-20 µl) 1 PIPETMAN® G P200G (20-200 µl) 1 PIPETMAN® G P1000G (100-1000 µl) (éjecteurs métal) + Certificats Gilson + 2 racks 96 pointes PIPETMAN® DIAMOND (D200, D1000) + 3 portoirs SINGLE + 3 poignées confort PIPETMAN + 1 guide Gilson sur le pipetage + 1 poster "Inspection en 2 minutes" + 3 éjecteurs plastique	1 PIPETMAN® G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN® G P20G (2-20 µl) 1 PIPETMAN® G P200G (20-200 µl) 1 PIPETMAN® G P1000G (100-1000 µl) + 3 racks 96 pointes PIPETMAN® DIAMOND (DL10, D200, D1000) + 4 portoirs individuels + 4 poignées confort + 1 guide du pipetage + 1 poster "Inspection en 2 minutes"	1 PIPETMAN® G P5000G (500-5000 µl) 1 PIPETMAN® G P10mlG (1000-10000 µl) + 2 sacs de 10 filtres
Réf.	066825	066826	070175	400092
€	NC -	NC -	NC -	NC -



+ d'infos
Dutscher.com



POINTES
MICROPIPETTES