

## Micro-injecteurs Nanoject Drummond

*Micropipette d'injection de nano-volumes.*

Pour électrophysiologie, stéréotaxie et injection animaux. Equipée d'un moteur à déplacement positif d'une extrême précision, la micropipette Nanoject III est programmable sur le volume d'injection, la vitesse, le nombre d'injections et l'intervalle entre deux injections.

La Nanoject est livrée complètes avec :

- + la micropipette d'injection ;
- + le boîtier de contrôle électronique ;
- + 1 boîte de capillaire L = 8,8 mm ;
- + 1 boîte de capillaire L = 17,7 mm ;
- + 1 aiguille 30G pour remplissage de capillaire ;
- + adaptateur universel de fixation Nanoject
- + accessoires d'entretien.

Le micromanipulateur est à commander séparément.

	Nanoject III
Gamme de volumes (nanolitres)	0,06 - 999,9
Vitesse d'injection (nanolitres/sec)	10 - 200
Programmable	8 configurables
O-Ring	Non
Réf.	<a href="#">075250</a>
€	NC -

### Accessoires

Réf.	Désignation	€
<a href="#">075059</a>	Capillaire L = 8,8 cm	NC -
<a href="#">075060</a>	Capillaire L = 17,7 cm	NC -
<a href="#">075062</a>	Aiguille 30G	NC -
<a href="#">075251</a>	Interrupteur à pédale optionnel pour Nanoject III	NC -



### Micromanipulateur

Réf.	Désignation	€
<a href="#">075064</a>	Micromanipulateur (position à gauche)	NC -
<a href="#">075065</a>	Micromanipulateur (position à droite)	NC -
<a href="#">075067</a>	Adaptateur universel de fixation Nanoject	NC -
<a href="#">075068</a>	Support fixe avec tiges	NC -

Micromanipulateur adapté à l'usage du Nanoject II, avec ajustement par vis micrométrique (1/100e mm).

- + Axe des x : course 37 mm
- + Axe des y : course 20 mm
- + Axe des z : course 25 mm

Il se fixe sur une base inclinable ou un support fixe (cf. schéma).  
L x l : 130 x 60 mm.

