

Surfa'Safe premium - mousse désinfectante de surface



- Mousse détergente désinfectante destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces
- Bactéricide, fongicide, virucide

Mode d'emploi

- + Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface
- + Répartir la mousse
- + Respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée
- + Laisser sécher
- + Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses)

	Mousse compacte	Mousse diffuse	formule parfumée
Réf. flacon de 750 ml	059841	059842	059843
€	NC -	NC -	NC -

Détergent désinfectant INOBACT



- Détergent désinfectant pour les surfaces hautes et sols/murs/plafonds
- Composition : chlorure de didécyldiméthylammonium, eau osmosée ; microfiltration 0,2 µm
- Non parfumé
- Efficacité : bactéricide, levuricide, fongicide, virucide
- TP2
- Disponible prêt à l'emploi ou concentré

Version stérile :

- + Double emballage individuel.
- + Stérilisation par irradiation gamma à 25 kGy minimum - SAL 10⁻⁶

Réf.	Stérile/non stérile	Conditionnement	PAE ou concentré	Unité/carton	€/carton
838704	Non stérile	Pulvérisateur 1L	Prêt à l'emploi	12	NC -
838705	Non stérile	Bidon 5L	Prêt à l'emploi	4	NC -
838801	Non stérile	Bidon doseur 1L	Concentré	12	NC -
838802	Non stérile	Bidon 5L	Concentré	4	NC -
838745	Stérile	Pulvérisateur 1L	Prêt à l'emploi	12	NC -

Désinfectant CRITIX IPA - isopropanol



- Alcool isopropylique 70 % stérile
- Peut également s'utiliser en rinçage après l'étape de la désinfection pour éliminer les résidus
- Composition : isopropanol 70 % Grade Pharma, eau PPI 30 %
- 30% ; microfiltration 0,2 µm
- Efficacité : bactéricide, levuricide, fongicide
- TP2 et TP4 (contact alimentaire) - AMM n°EU-0027707-0000

Traçabilité par lot :

- + Double emballage individuel
- + Irradiation à 25 kGy minimum

Réf.	Conditionnement	Unités/carton	€/carton
838751	Pulvérisateur 1L	12	NC -
838752	Bidon 5L	4	NC -

Alcool isopropylique 70 %



- Effet biocide
- Pour la désinfection corporelle (sur peau saine) et des surfaces

Réf.	Conditionnement	€
280018A	Aérosol 110 ml	NC -
280019A	Spray 100 ml	NC -
280020A	Bouteille 1 l	NC -
280017A	Bouteille 2 l	NC -
280021A	Bouteille 5 l	NC -
280014B*	Blister 10 lingettes	NC -

*Vendu par 24 blisters de 10 lingettes.

Alcool isopropylique 70 % IP stérile



- Isopropanol conforme PE
- Fabriqué avec eau WFI ou eau purifiée
- Filtration à 0,2 µm
- Radiostérilisé
- Double emballage
- Endotoxine < 0,25 UI/ml

Réf.	Conditionnement	€
059956A	Flacon 1 l	NC -
059957A	Aérosol 400 ml	NC -